

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                                    |  |
|--------------------|---|------------------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը   | արտադրողի<br>անվանումը             | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 18                 | PKU/: Full enzymatic<br>1 step test/Enzolve<br>PKU-Screening kit/ | Enzolve<br>Technologies<br>Limited | Ֆենիլկետոնուրիայի որոշման թեստ-հավաքածու /PKU/: Full enzymatic 1 step<br>test/Enzolve PKU-Screening kit/: Ֆորմատ` 1000 թեստ-<br>հետազոտություն/հատ: Որոշման մեթոդը` ֆոտոմետրիկ: Ալիքի<br>երկարությունը 570նմ, կամ ավելի ճշգրիտ լինելու համար կրկնակի ալիքով`<br>570/690նմ: Մեկփուլային թեստ ամբողջությամբ Էնզիմատիկ/Ֆենիլալանին<br>դեհիդրոգենազա + դիաֆորազա: Փուլերի քանակը` առավելագույնը 1 փուլ:<br>Խրոմոգեն ռեակցիան` Էնզիմատիկ: Քիմիական գունավորող ռեագենտը լրիվ<br>բացակայում է: Գունավորման կայունությունը` 30 րոպե: Անալիզի<br>կատարման ժամանակը` 10-12 րոպե: Անալիզի կատարման<br>ջերմաստիճանը` սենյակային: Մեթոդի զգայնությունը` 0,2մգ/դԼ:<br>Աշխատանքային լուծույթի pH-ը` 10,0-10,5: Աշխատանքային լուծույթի<br>կայունությունը` 8 ժամ/4°C/: Սպեցիֆիկությունը` 98%: Նոր, չօգտագործված,<br>գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանիության<br>ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C: For In Vitro<br>Diagnostic use only: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |                              |  |
|------------|---|------------------------------|--|
|            | товарный знак   | наименование производителя   | технические характеристики   |
| 18         | PKU/: Full enzymatic 1 step test/Enzolve PKU-Screening kit/ | Enzolve Technologies Limited | <p>Ֆենիլկետոնուրիայի որոշման թեստ-հավաքածու /PKU/: Full enzymatic 1 step test/Enzolve PKU-Screening kit/: Ֆորմատ` 1000 թեստ-հետազոտություն/հատ: Որոշման մեթոդը` ֆոտոմետրիկ: Ալիքի երկարությունը 570նմ, կամ ավելի ճշգրիտ լինելու համար կրկնակի ալիքով` 570/690նմ: Մեկփուլային թեստ ամբողջությամբ էնզիմատիկ/Ֆենիլալանին դեհիդրոգենազա + դիաֆորազա: Փուլերի քանակը` առավելագույնը 1 փուլ: Խրոմոգեն ռեակցիան` էնզիմատիկ: Զիմիական գուևավորող ռեագենտը լրիվ բացակայում է: Գուևավորման կայունությունը` 30 րոպե: Անալիզի կատարման ժամանակը` 10-12 րոպե: Անալիզի կատարման ջերմաստիճանը` սենյակային: Մեթոդի զգայնությունը` 0,2մգ/դԼ: Աշխատանքային լուծույթի pH-ը` 10,0-10,5: Աշխատանքային լուծույթի կայունությունը` 8 ժամ/4°C/: Սպեցիֆիկությունը` 98%: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն; Պահպանման պայմանները` 2-8°C: For In Vitro Diagnostic use only:</p> |

