

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱրՖարմա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Սաունթոջ	Ֆոր Յու Մեդիքալ ՍՊԸ	<p>Բազմաֆունկցիոնալ, ստերիլ, հեմոստատիկ, չներծծվող սպունգե տամպոններ են՝ պատրաստված դեղորայքային PVA (պոլիվինիլալկահոլ) փրփուրից և արտաքին ցեյուլոզային շերտից: Համաչափ ծակոտկեն է, բռնկվող չէ: Ստերիլիզացված է գամմա ճառագայթների միջոցով, ենթակա է անմիջական օգտագործման՝ առանց նախապես ստերիլիզացվելու: Ձրի կամ հեղուկի հետ շփման արդյունքում առաջանում է կպչուն գելի շերտ և արգելափակում արյունահոսող մազանոթները: Այնուհետև խոնավությունից սպունգն ընդլայնվում է և չափավոր ճնշում գործադրում անոթների վրա՝ դադարեցնելով արյունահոսությունը: Այսպիսով հոմեոստատիկ բինտով տամպոնները դրսևորում են կրկնակի արյունականգ ազդեցություն: Արտաքին շերտն արագացնում է արյան մակարդումը, ներքին՝ սպունգային շերտն, իրականացնում է ֆիզիկական հեմոստաս: Հեշտությամբ տեղադրվում և հեռացվում է: Ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման: Չափը՝ 100 x 25 x 15, ստանդարտ, թելով</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Арфарма в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦХЦПДР-24/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	Саунточ	Фор Ю Медикал ООО	<p>Многофункциональные, стерильные, кровоостанавливающие, нерассасывающиеся губчатые тампоны изготовлены из лекарственной ПВА (поливинилалкаол) и внешнего слоя целлюлозы. Он равномерно пористый, не вспенивается. Стерилизованный гамма-лучами, подлежит немедленному использованию без предварительной стерилизации.</p> <p>Контакт с водой или жидкостью образует липкий гелевый слой и блокирует кровоточащие капилляры.: Затем губка расширяется от влаги и оказывает умеренное давление на сосуды, останавливая кровотечение. Таким образом, тампоны с гомеостатическим бинтом проявляют эффект двойного кровоизлияния. Внешний слой ускоряет свертывание крови, внутренний, губчатый, обеспечивает физическое кровоснабжение. Легко устанавливается и снимается. Не подлежит повторному использованию.</p> <p>Размер: 100 x 25 x 15, стандартный, с резьбой</p>