

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Welsey	W-T2008-B HD	հեմոդիալիզի սարք	Welsey	Հեմոդիալիզի սարքավորումն օգտագործվում է բժշկական բաժանմունքներում երիկամային քրոնիկ անբավարարությամբ չափահաս հիվանդների բուժման համար: Հեմոդիալիզի սարքավորումը կիրառելի է երիկամային քրոնիկ անբավարարության և արյան մաքրման համար: Ունի առնվազն 15'' կամ 40սմ անկյունագծով սենսորային Էկրան, որի վրա արտացոլվում է բոլոր տվյալներ: Արյան պոմպ, պահեստային պոմպ (սպասման համար և կարող է

					օգտագործվել նաև հեմոպերֆուզիայի համար): Հեպարինի պոմպ: Հիդրավիկ խցիկ (Հավասարակշռության խցիկ + UF պոմպ): A/B Կերամիկական համամասնության պոմպ, բարձր ճշգրտություն, կոռոզիայից պաշտպանված: Ունի լեդ ինդիկացիոն լույսեր երեք գույնով` կանաչ-դիալիզի նորմալ պրոցես , նարնջագույն`զգուշացնող նշան և կարմիր գույնով արտահայտում է պրոցեսի ընդհատում: Ամբողջ պրոցեսի ընթացքում բացի գունային ազդանշանից ուղեկցվում է նաև ձայնային ազդանշան: Ահագանգ, երբ Էրիթրոցիտների հատուկ ծավալը $0,32 \pm 0,02$ է կամ արյան արտահոսքի ծավալը հավասար է կամ ավելի քան 1 մլ մեկ լիտր դիալիզատի համար: NA-ի պարամետրի ընտրությունը կարելի է կատարել տասնորդական նիշի ճշտությամբ, ունի ավտոնոմ սնուցման համար մարտկոց DC 24V-2.6AH և կարող է աշխատել առնվազն 30րոպե: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC220V, 50Hz /
--	--	--	--	--	---

						60Hz, 10A: Մուտքի հզորությունը՝ 1500 Վտ $\pm 5\%$: Մակերեսը՝ 500*520 մմ $\pm 5\%$: Սարքը միանում է շատ արագ և ինքնաստուգման պրոցեսը առավելագույնը 30վրկ և 2-3ր-ի ընթացքում պատրաստ է լինում աշխատանքի: Աշխատանքի ընթացքում զարկերակային հոսքագծում արյան հոսքի դանդաղեցման դեպքում սարքը հնարավորություն է տալիս զարկերակային հոսքագծի ճնշման չափերը տվյալների միջակայքի կարգավորման միջոցով շարունակել հեմոդիալիզի պրոցեսը: Ջրի մուտքային ճնշում՝ 0,15 ՄՊա $\sim$ 0,6 ՄՊա 21.75 P.S.I. $\square$ 87 P.S.I.: Ջրի մուտքային ջերմաստիճանը՝ 10°C-30°C: Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը 10C $\sim$ 30C 70% ոչ ավելի հարաբերական խոնավության դեպքում: Դիալիզատորի ջերմաստիճանը՝ միջակայքը 34.0°C-39.0°C, դիալիզի հոսքը՝ առնվազն 300~800 մլ/րոպե, դիալիզի կոնցենտրացիան՝ 12,1 մվ/սմ $\sim$ 16,0 մս/սմ, $\pm 0,1$ մս/սմ, ՍF արագություն Հոսքի միջակայք՝ 0 մլ/ժ $\sim$ 4000 մլ/ժ, Բանաձևի
--	--	--	--	--	--	--

հարաբերակցությունը՝ 1 մլ,
 Ճշգրտություն՝ ± 30 մլ/ժ: Ունի
 ճնշումների կարգավորման լայն
 միջակայք՝ օր. վեննոզ ճնշումը -180
 ± 600 mmHg, TMP նույնպես -180 -
 600 mmHg: Արյան արտահոսքի
 ցուցանիշը ≤ 0.35
 ml/min(հեմոտոկրիտը 32%): Օդի
 պղպջակի դետեկտորը 50 μ l,
 ջերմաստիճանի կարգավորման
 տիրույթը 33°C-40°C: Ահագանգ, երբ
 մեկ օդային պղպջակների ծավալը
 200 մկլ-ից ավելի է 200 մլ/րոպե
 արյան հոսքի դեպքում/
 Պղպջակների հայտնաբերումը
 ուլտրաձայնային մեթոդով կամ
 համարժեք: Հաղորդականության
 հսկողության միջակայքը առնվազն
 12.5ms/cm-15.5ms/cm: Պահեստային
 պոմպի հոսքի միջակայք առնվազն՝
 30 մլ/րոպե ~ 600 մլ/րոպե
 (տրամագիծը՝ $\Phi 8$ մմ): Բանաձևի
 հարաբերակցությունը՝ 1 մլ:
 Ճշգրտություն՝ սխալի միջակայքը
 ± 10 մլ կամ ընթերցման 10%:
 Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի
 չափսը՝ 20, 30, 50 մլ: Հոսքի
 միջակայք՝ 0 մլ/ժ ~ 10 մլ/ժ:
 Բանաձևի հարաբերակցությունը՝

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		0,1 մլ: Ճշգրտություն՝ ±5%: Ախտահանումը տեղի է ունենում Տաք կալցիֆիկացումով` մոտ 20 րոպե 30~60°C, 500ml/min. Քիմիական ախտահանում` մոտ 45 րոպե 30~40°C, 500ml/min. Ջերմային ախտահանում` մոտ 60 րոպե »85°C, 300ml/min.
Բնութ սմարթ Սերբի ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ППЧ-ЕДЗД ПЗР-25/72 ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		80%-ից ոչ ավելի հարաբերական
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկություն: Առանց արտահոսքի հայտնաբերում.
1	Welsey	W-T2008-B HD	հեմոդիալիզի սարք	Welsey	Оборудование для гемодиализа используется в медицинских отделениях для лечения взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью. Оборудование для гемодиализа применяется при хронической почечной недостаточности и очистке крови. Он оснащен сенсорным экраном с диагональю не менее 15" или 40 см, на котором отображаются все данные. Кровяной насос, резервный насос (для резерва, также может использоваться для гемоферфузии). и гепариновый насос. առավելագույնը 1 ժամվա

				гидравлическая калибрация калибровка на параметр NA по ультрафиолетовой керамической дозиметрии на осн. 4/3 и 5/3 точности, упрощенной и коррекции. Цветовые сигналы и индикаторы трех цветовых сигналов и индикаторов процесса для анализа параметров предупреждений и аварийных
				цвет указывает на прерывание процесса. В течение всего процесса, помимо цветового сигнала, также сопровождается звуковым сигналом. Сигнализация при достижении удельного объема эритроцитов $0,32 \pm 0,02$ или объеме оттока крови, равном или больше 1 мл на литр диализата. Выбор параметра NA может быть сделан с точностью до одного десятичного знака, имеет аккумулятор для автономного питания DC 24V-2.6AH и может работать не менее 30 минут. Питание AC220V, 50Hz/60Hz, 10A. Входная мощность: 1500 Вт $\pm 5\%$. Площадь: 500*520 мм $\pm 5\%$. Прибор включается очень быстро, процесс самотестирования занимает максимум 30 секунд,

						готовность к работе через 2-3 минуты. В случае замедления кровотока в артериальной магистрали во время работы прибор позволяет продолжить процесс гемодиализа, отрегулировав показания давления артериальной магистрали в пределах диапазона данных. Давление воды на входе: 0,15 МПа ~ 0,6 МПа 21,75 P.S.I. □87 фунтов на кв. дюйм Температура воды на входе: 10°C-30°C. Температура рабочей среды 10C ~ 30C при относительной влажности не более 70%. Температура диализатора: диапазон 34,0°C-39,0°C, поток диализа: не менее 300~800 мл/мин, концентрация диализа: 12,1 мВ/см ~ 16,0 мВ/см, ±0,1 мВ/см, диапазон скорости ультрафильтрации: 0 мл/ч ~ 4000 мл/ч, соотношение формулы: 1 мл, точность: ±30 мл/ч. Имеет широкий диапазон регулирования давления, например: Венозное давление -180 ± 600 мм рт.ст., ТМП также -180 - 600 мм рт.ст. Скорость кровопотери ≤0,35 мл/мин (гематокрит 32%).
--	--	--	--	--	--	---

					Детектор пузырьков воздуха 50 мкл, диапазон регулировки температуры 33°C-40°C. Сигнализация, когда объем одного пузырька воздуха превышает 200 мкл при кровотоке 200 мл/мин. Обнаружение пузырьков ультразвуковым методом или эквивалентным. Диапазон управления связью составляет не менее 12,5 мс/см-15,5 мс/см. Диапазон расхода резервного насоса составляет не менее 30 мл/мин ~ 600 мл/мин (диаметр: Ф8 мм). Соотношение формулы — 1 мл. Точность: погрешность ± 10 мл или 10% от показаний. Гепариновый насос Размер шприца: 20, 30, 50 мл. Диапазон расхода: 0 мл/ч ~ 10 мл/ч. Соотношение формулы составляет 0,1 мл. Точность: $\pm 5\%$. Проводится дезинфекция. При горячей прокалке, около 20 минут при температуре 30~60°C, 500 мл/мин. Химическая дезинфекция: около 45 минут при температуре 30~40°C, 500 мл/мин. Термическая дезинфекция: около 60 минут »85°C, 300 мл/мин. Температура
--	--	--	--	--	---

				хранения должна быть в пределах 5°С-40°С, относительная влажность воздуха не более 80%. Обнаружение утечки крови. Фотохромный. Участник-победитель имеет в своем составе специалистов(а), имеющих соответствующую квалификацию для правильного монтажа и эксплуатации оборудования, а также для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания. Для технического обслуживания и быстрого реагирования на непредвиденные сбои оборудования победитель тендера имеет постоянно доступного квалифицированного инженера, а визит инженера происходит в течение максимум 1 часа после звонка клиента. Гарантия на оборудование составляет минимум 24 месяца с даты установки. Квалифицированный персонал проводит обучение эксплуатационного персонала правилам эксплуатации оборудования.
--	--	--	--	---

