

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medtronic/Covidien	Covidien	Covidien	Medtronic/Covidien	Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է լիզաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային Էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության` ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ LON միջամտությունների `

					տոնգիլԷկտոմիայի միջամտությունների համար: Բոլոր տեսակի Լիգաշուր համակարգի համադրումը TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է հյուսվածքների դիմադրության փոփոխությունները վայրկյանում 434000 անգամ տալով համապատասխան կուագուլիացիայի Էներգիա : Համակարգի վրա առկա է երկու երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումներ հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ որը թույլ է տալիս SHARED coag ռեժիմով միաժամանակյա աշխատելու , որ համադրվում է TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ: Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով` Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է SHARED coag ռեժիմով : Լիգաշուր միացումը Valleylab™ Exchange ծրագրի հավելվածի միջոցով համադրվում է LON միջամտությունների համար
--	--	--	--	--	---

						Նախատեսված BiZact[™] տոնզիլեկտոմիայի միջամտության համար նախատեսված գործիքին : Լապարասկոպիկ վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • LIGASURE<sup>™</sup> BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ • LIGASURE<sup>™</sup> MARYLAND 5 մմ- 23սմ , 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ- 23սմ , 37սմ Բաց վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • IMPACT • LIGASURE[™] STD , LIGASURE[™] STD • LIGASURE[™] AXS LIGASURE[™] STD • LIGASURE[™] XTD LIGASURE[™] X • Միաբևեռ մասնահատման ռեժիմներ Pure, Blend, Valleylab • Միաբևեռ կոագուլյացիայի ռեժիմներ` Fulgurate, Spray, Soft, Shared • Երկբևեռ ռեժիմներ` ցածր, միջին, բարձր` համադրելի TissueFect Probing<sup>™</sup> տեխնոլոգիայի հետ: • Valleylab-ի հատուկ մոնոպոլային դիսենցիոն ռեժիմ` միաժամանակյա հեմոստազով: • Ճրագրային ապահովման արդիականացման համակարգ նոոլթբուքի միջոցով • Երկբևեռ տրանստրետորալ
--	--	--	--	--	--	---

					ռեզեկցիայի եղանակներ COAG կոագուլյացիա և CUT մասնահատում: • 7 դյույմ սենսորային LED էկրան 4 պորտ՝ 2 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 LigaSure: Չափերը • Լայնությունը՝ 36,8 սմ • Երկարությունը՝ 46,2 սմ • Բարձրությունը՝ 17,8 սմ • Քաշը՝ 10,1 կգ Գործիքի կառուցվածքը՝ Նվազագույն ինվազիվ վիրահատությունների համար Նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10, FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ծրագրային ապահովումը 3,9 - 4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց վիրահատությունների համար Կոլագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը՝ սրածայր պատված նանո կուագուլացիոն թաղանթով՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ,ապահովելով հյուսվածքների և անոթների նվազագույն ինվազիվ ազդեցությունը: Հյուսվածքների
--	--	--	--	--	---

					՝ծրագրային ապահովումը 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կոագուլյացիոն թաղանթով ` նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիոն ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես ` ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ չափերը 5 մմ; ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350 աստիճան ցողունային պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը ` ① Մասնահատող ճյուղեր ②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի
--	--	--	--	--	--

					խրոց ⑦ Մալուխ ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 24 գործիք
--	--	--	--	--	---