

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                  | ԷՍԳ սարք E65          | BLT                 | E65     | Guangdong Biolight<br>Meditech Co., Ltd | Չափերը՝ 360mm×276mm×130mm<br>(Երկարություն, լայնություն և<br>բարձրություն): Չանգված՝ 4.2 կգ:<br>Դիսփլեյ՝ 8.0", 800×600 TFT LCD<br>հպումային էկրան: Հոսանքի<br>սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz:<br>ունենի վերալիցքավորվող լիթիում<br>իոնային մարտկոց 11 վոլտ<br>լարումով, 4400mAH ունակությամբ<br>և ապահովում է 5 ժամ անդադար<br>սնուցում: Մարտկոցի վիճակի<br>վերաբերյալ լուսային<br>ցուցանշանների առկայություն:<br>Առկա է ներկառուցված<br>լատինատառ QWERTY տեսակի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ստեղնաշար: Ստանդարտ<br/>սենսորային միակցիչ 4 տող:<br/>Ցանցային միակցիչ մեկ RJ-45:<br/>ունենի լոկալ ցանցին միանալու և<br/>հետագոտությունների արդյունքների<br/>տվյալների փոխանցման<br/>հնարավորություն<br/>ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային<br/>կառավարման համակարգին:<br/>ունենի ստանդարտ USB 2.0<br/>սկավառակը սկաները և տպիչ<br/>միացնելու համար: ունենի ևս մեկ<br/>ստանդարտ USB այլ սարքի<br/>միացման համար: Ֆիքսված<br/>հիշողություն 800 ԷՍԳ տվյալների<br/>պահպանման համար: ունենի<br/>լրացուցիչ հիշողության ավելացման<br/>հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի<br/>միջոցով: ունենի տվյալների<br/>ֆոնային պահպանման ռեժիմ:<br/>ունենի տվյալների պահպանման<br/>PDF DAT JPEG ֆորմատներով և<br/>Dicom առկայություն, FDA-XML<br/>ֆորմատները: ունենի ջերմային<br/>կետային զանգվածով աշխատող<br/>տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն<br/>` 39 կետ/մմ: Ուղղահայաց<br/>լուծելիություն ` 8 կետ/մմ: Տպելու<br/>արագություն ` 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ,  
 սխալ՝  $\pm 3\%$ : Տպագրման  
 լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի  
 արդյունավետ տպագրման  
 լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ  
 $\times$  140 մմ  $\times$  20մ (Z տիպ): Թղթի  
 տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն  
 տպագրական թուղթ: 10 տեսակի  
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:  
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,  
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1  
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,  
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝  
 1 րոպե, 3 րոպե): ԷՍԳ ալիքի ձևեր՝  
 HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR  
 ճշգրտություն՝  $\pm 1$ bpm (10s միջին),  
 սխալի գործակից՝  $\leq 5\%$ , 0,333:  
 ունենի հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը  
 չափելու հնարավորություն՝ P  
 ժամանակի սահմանափակում, PR  
 միջփուլ, QRS ժամանակի  
 սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC  
 միջֆազ, RV5swing, SV1swin g,  
 RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing,  
 P առանցք, QRS առանցք, T առանցք:  
 Ախտորոշման վերլուծություն՝ 130  
 տեսակ: Ազդանշանները  
 մուտքագրվում են 12  
 արտածումներով, ունենի

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն, աշխատում է սրտի ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվածության աստիճանը՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը՝ <math>\pm 600</math> մՎ: Հաճախականության արձագանք՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային զտիչը հնարավոր է միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ ֆիլտրեր՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ: Հաճախականության զտիչը հնարավոր է անջատել և միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման մասնավոր ընտրություն՝ 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի ճշգրտություն՝ <math>\pm 5\%</math>: Սրտագրման արագությունների ընտրանքն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Մուտքի դիմադրություն՝ <math>\geq 50\text{M}\Omega</math> Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ <math>\leq 5</math> վրկ: Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածումների փոփոխման դեպքում՝ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն՝ 4895V 358J պայմաններում:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                 |               |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                 |               |                    |                                      | <p>Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում 5 վայրկյան անց: Աքսեսուարներ՝ ունի ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար: Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար: Լրակազմը ներառում է՝</p> <p>ՀԱՄԱՐՈՒՄ՝ E65-12F-2025/19 ընդհանուր տեղեկություններով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև</p> <p>հիմնական տեխնիկական տվյալները:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>Убедитесь, что вы участвуете в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;E65-12F-2025/19&gt; и ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.</p> |               |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота |                                                                                                                                                                                                 |               | Предлагаемый товар |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | фирменное наименование                                                                                                                                                                          | товарный знак | марка              | наименование производителя           | <p>технические характеристики</p> <p>օգտագործման էՍԳ էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխները</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4          | ԷՍԳ սարք E65                                                                                                                                                                                    | BLT           | E65                | Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd | <p>Չափերը՝ 360mm×276mm×130mm</p> <p>հավաքածու: Մեկ անգամյա (Երկարություն, լայնություն և օգտագործման էՍԳ էլեկտրոդներ՝ բարձրություն): Չանցված 4.2 վ: 80 հալո: արկա է ուսից բոլոր 2 ինչից՝ 8.0, 800×600 TFT-LCD հալո: տրամադրելու եկք հալոնային էկրան: Հոսանքի ակտիվացում մասնագիտական սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Կազմը սարքավորման տեղադրման հետքի վերաբերյալ չի թողնում և էլեկտրոդային կարգավորման իմացին սարքից 11 վոլտ համակարգից հետո կոմպակտացիայի լարումով, 4400mAh ունակությամբ հաստատման համար: և ապահովում է 5 ժամ անդադար չափապատասխանում է IEC 60601-1 սնուցում: Սարքիցի վրձարի և IEC 60601-1-2 պահանջներին: վերաբերյալ լուսային Սարքավորումը կող է ցուցանում աշխատություն: չօգտագործման, գործողակային տեղա է սերկահոլոված հարթավորմանը: Հարթող լատինատառ՝ QWERTY տեսակի մասնակիցն իրականացնում է</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սարքի արտադրողի և կիրառման տարածքի համապատասխանության հաստատման համար:</p> <p>Տանցման միջոցների RJ-45:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |  | <p>ունենի լույսի ցանցին միանալու և հետագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն</p> <p>ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին:</p> <p>ունենի ստանդարտ USB 2.0 սկավառակը սկաները և տպիչ միացնելու համար: ունենի ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն 800 էՍԳ տվյալների պահպանման համար: ունենի լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի միջոցով: ունենի տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: ունենի տվյալների պահպանման PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom առկայություն, FDA-XML ֆորմատները: ունենի ջերմային կետային զանգվածով աշխատող տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն ` 39 կետ/մմ: Ուղղահայաց լուծելիություն ` 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն ` 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10</p> |

մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ,  
 սխալ՝  $\pm 3\%$ : Տպագրման  
 լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի  
 արդյունավետ տպագրման  
 լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ  
 $\times$  140 մմ  $\times$  20մ (Z տիպ): Թղթի  
 տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն  
 տպագրական թուղթ: 10 տեսակի  
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:  
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,  
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1  
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,  
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝  
 1 րոպե, 3 րոպե): ԷՍԳ ալիքի ձևեր՝  
 HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR  
 ճշգրտություն՝  $\pm 1$ bpm (10s միջին),  
 սխալի գործակից՝  $\leq 5\%$ , 0,333:  
 ունենի հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը  
 չափելու հնարավորություն՝ P  
 ժամանակի սահմանափակում, PR  
 միջփուլ, QRS ժամանակի  
 սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC  
 միջֆազ, RV5swing, SV1swin g,  
 RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing,  
 P առանցք, QRS առանցք, T առանցք:  
 Ախտորոշման վերլուծություն՝ 130  
 տեսակ: Ազդանշանները  
 մուտքագրվում են 12  
 արտածումներով, ունենի

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն, աշխատում է սրտի ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվածության աստիճանը՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը՝ <math>\pm 600</math> մՎ: Հաճախականության արձագանք՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային զտիչը հնարավոր է միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ ֆիլտրեր՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ: Հաճախականության զտիչը հնարավոր է անջատել և միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման մասնավոր ընտրություն՝ 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի ճշգրտություն՝ <math>\pm 5\%</math>: Սրտագրման արագությունների ընտրանքն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Մուտքի դիմադրություն՝ <math>\geq 50\text{M}\Omega</math> Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ <math>\leq 5</math> վրկ: Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածումների փոփոխման դեպքում՝ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն՝ 4895V 358J պայմաններում:</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում 5 վայրկյան անց: Աքսեսուարներ՝ ունի ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար: Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար Լրակազմը ներառում է՝ տանձիկներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև ինքնակաշուն մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխների հավաքածու: Մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներ ՝ 80 հատ: առկա է տպիչի թղթ ՝ 2 հատ: տրամադրելու ենք անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար:</p> <p>Համապատասխանում է IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին:</p> <p>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | սարքավորման տեղադրում և<br>կիրառման ուսուցում: երաշխիքային<br>ժամեկտը՝ 1 տարի |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|