

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Արյան մեջ եռավալենտ երկաթի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ եռավալենտ երկաթի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը CAB եռավալենտ երկաթի քրոմագուլոլ B-ի և ցետիլ- եռմեթիլամինոբրոմիդի միացության կալորիմետրիկ քանակական որոշման 623 նմ ալիքով: Կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Նախատեսված՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրուկը Hg 623 Նմ,(600 - 700) մոնոռազենտ չափը 2X100 մլ:

				ստանդարտի չափը 1X10 մլ; կափարիչը բացելուց հետո պետք է պատրաստ լինեն կիրառման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 15°C -25°C: Որակի վերահսկման նպատակով կիրառելի են SERODOS և HumaTrol կամ դրանց համարժեքները որոնք պետք է կայուն լինի 25°C ոչ պակաս 8 ժամ, 7օր 2°C -8°C , և 30 օր՝ մինուս 20°C պահելու դեպքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Արյան մեջ եռաձալենտ երկաթի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ եռաձալենտ երկաթի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը CAB եռաձալենտ երկաթի քրոմագուլոլ B-ի և ցետիլ-եռմեթիլամինոբրոմիդի միացության կալորիմետրիկ քանակական որոշման 623 նմ ալիքով: Կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրույթը Hg 623 նմ,(600 - 700) մոնոռազենտ չափը 2X100 մլ;

				ստանդարտի չափը 1X10 մլ; կափարիչը բացելուց հետո պետք է պատրաստ լինեն կիրառման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 15°C -25°C: Որակի վերահսկման նպատակով կիրառելի են SERODOS և HumaTrol կամ դրանց համարժեքները որոնք պետք է կայուն լինի 25°C ոչ պակաս 8 ժամ, 7օր 2°C -8°C , և 30 օր՝ մինուս 20°C պահելու դեպքում:
--	--	--	--	---