

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԱՐՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը                                | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                  | ախտորոշման<br>բժշկական<br>հավաքածուներ | <p>ՊՐՈԴՈԻԿՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ Skin Prick Test-ը ակերգենի էքստրակտի գլիցերինացված լուծույթ է՝ մաշկային պրիկ-թեստեր իրականացնելու համար: Կազմ Ակտիվ նյութը նատիվ ակերգենային էքստրակտն է, որը պարունակում է բոլոր համապատասխան(ռելևանտ) ակերգենները: Ակտիվությունը (կոնցենտրացիան) կարող է արտահայտվել հետևյալ կերպ. •HEP/մլ (Histamine Equivalent in Prick testing — հիստամինի Էկվիվալենտը պրիկ-թեստերում՝ մեկմիլիլիտրի հաշվով): •Չանգվածային միավորներով, արտահայտվածորպես սպիտակուցի կոնցենտրացիա (միկրոգրամ/մլ): •Հիմնական ակերգենի համատեքստում, արտահայտված որպես հիմնական ակերգենիսպիտակուցի կոնցենտրացիա (միկրոգրամ ՕԱ/մլ): Օժանդակ նյութեր. դի-նատրիումի հիդրոֆոսֆատդոդեկահիդրատ, կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ, գլիցերոլ (E-422), ֆենոլ, նատրիումի քլորիդ և ներարկումների համար ջուր: Դեղաձև և Փաթեթավորում Դեղաձև. լուծույթ՝ մաշկային պրիկ-թեստերի համար: Փաթեթավորում. սաթագույն ապակյա սրվակ(ապակի՝ տիպ I)՝ պտտտակային կափարիչով, փակված կաթոցիկով, որը ամրացված էապլիկատոր-պիպետով: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է 2.5 մլլուծույթ՝ պրիկ-թեստավորման համար: Ցուցումներ Skin Prick Test-ը նախատեսված է միայն ախտորոշիչկիրառման համար: Այն կիրառվում է սպեցիֆիկ IgE-ով միջնորդավորված ակերգիկ հիվանդություններիախտորոշման մեջ: Կիրառման ցուցումներ (Administration instructions) Skin</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Prick Test-ը պետք է կիրառվի որակավորված բուժաշխատողների կողմից: Պրիկ-թեստը կատարվում է մաքուր մաշկի վրա՝ ալերգենի թեստ-լուծույթի, ինչպես նաև՝ • դրական հսկիչի (հիստամինի դիհիդրոքլորիդ 10 մգ/մլ), • բացասական հսկիչի (ֆիզիոլոգիական լուծույթ) փոքր կաթիլի կաթեցմամբ: Էպիդերմիսի մակերեսը ծակվում է ստերիլ ներարկային լանցետի ծայրով՝ անցնելով ալերգենի լուծույթի կաթիլի միջով: Պետք է խուսափել արյունահոսությունից: Սկզբում ծակվում են ալերգենապարունակող կաթիլները, ապա՝ դրական և բացասական հսկիչները:</p> <p>Լանցետը պետք է ուտիլիզացվի յուրաքանչյուր լուծույթի հետ օգտագործումից հետո:</p> <p>Ալերգենային լուծույթի և հսկիչների ավելցուկը հեռացվում է բամբակյա տամպոնով կամ թղթե անձեռոցիկով՝ մակերեսը մեղմորեն թրջելով, խուսափելով շփելուց: Ռեակցիաները կարելի է գնահատել 15 րոպե անց: Պահպանություն և Պատրաստման ամսաթիվ Պահպանություն.</p> <p>պահել սառնարանում (2-8°C): Չսառեցնել: Պատրաստման ամսաթիվ. 2020 թ. փետրվար: PF-80-2200002 2022 թ. սեպտեմբեր: Ալերգեններն են՝ E801- Cat dander- կատվի թեփ E802-Dog dander -շան թեփ M601- Dermatophagoides pteronyssinus տան փոշու տիգ M602- Dermatophagoides farinae տան փոշու տիգ P901-Alternaria Alternata բորբոսասունկ P902- Aspergillus fumigatus բորբոսասունկ P904- Candida Albicans բորբոսասունկ P905- Cladosporium herbarum բորբոսասունկ P908- Penicillium notatum բորբոսասունկ K200-Positive control դրական հսկիչ՝ հիստամին K100- Negative control բացասական հսկիչ G110- Timothy grass սիզախոտ G202-Oat վարսակ G205- Rye աշորա G206- Wheat ցորեն MG01- 6 Grass mix խոտերի խառնուրդ L001- Latex լատեքս W301-Ragweed ամբրոգիա W302- Mugwort օշինդր T506- Oak կաղնի</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԱՐՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка                                  | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2          | ախտորոշման<br>բժշկական<br>հավաքածուներ | <p>ՊՐՈԴՈԻԿՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ Skin Prick Test-ը ավերգենի էքստրակտի գլիցերինացված լուծույթ է՝ մաշկային պրիկ-թեստեր իրականացնելու համար: Կազմ Ակտիվ նյութը նատիվ ավերգենային էքստրակտն է, որը պարունակում է բոլոր համապատասխան(ռելևանտ) ավերգենները: Ակտիվությունը (կոնցենտրացիան) կարող է արտահայտվել հետևյալ կերպ. •HEP/մլ (Histamine Equivalent in Prick testing — հիստամինի էկվիվալենտը պրիկ-թեստերում՝ մեկմիլիլիտրի հաշվով): •Չանգվածային միավորներով, արտահայտվածորպես սպիտակուցի կոնցենտրացիա (միկրոգրամ/մլ): •Հիմնական ավերգենի համատեքստում, արտահայտված որպես հիմնական ավերգենիսպիտակուցի կոնցենտրացիա (միկրոգրամ ՕԱ/մլ): Օժանդակ նյութեր. դի-նատրիումի հիդրոֆոսֆատդոդեկահիդրատ, կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ, գլիցերոլ (E-422), ֆենոլ, նատրիումի քլորիդ և ներարկումների համար ջուր: Դեղաձև և Փաթեթավորում Դեղաձև. լուծույթ՝ մաշկային պրիկ-թեստերի համար: Փաթեթավորում. սաթագույն ապակյա սրվակ(ապակի՝ տիպ I)՝ պտտւտակային կափարիչով, փակված կաթոցիկով, որը ամրացված էապլիկատոր-պիպետով: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է 2.5 մլլուծույթ՝ պրիկ-թեստավորման համար: Ցուցումներ Skin Prick Test-ը նախատեսված է միայն ախտորոշիչկիրառման համար: Այն կիրառվում է սպեցիֆիկ IgE-ով միջնորդավորված ավերգիկ հիվանդություններիախտորոշման մեջ: Կիրառման ցուցումներ (Administration instructions) Skin</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Prick Test-ը պետք է կիրառվի որակավորված բուժաշխատողների կողմից: Պրիկ-թեստը կատարվում է մաքուր մաշկի վրա՝ ալերգենի թեստ-լուծույթի, ինչպես նաև՝ • դրական հսկիչի (հիստամինի դիհիդրոքլորիդ 10 մգ/մլ), • բացասական հսկիչի (ֆիզիոլոգիական լուծույթ) փոքր կաթիլի կաթեցմամբ: Էպիդերմիսի մակերեսը ծակվում է ստերիլ ներարկային լանցետի ծայրով՝ անցնելով ալերգենի լուծույթի կաթիլի միջով: Պետք է խուսափել արյունահոսությունից: Սկզբում ծակվում են ալերգենապարունակող կաթիլները, ապա՝ դրական և բացասական հսկիչները:</p> <p>Լանցետը պետք է ուտիլիզացվի յուրաքանչյուր լուծույթի հետ օգտագործումից հետո:</p> <p>Ալերգենային լուծույթի և հսկիչների ավելցուկը հեռացվում է բամբակյա տամպոնով կամ թղթե անձեռոցիկով՝ մակերեսը մեղմորեն թրջելով, խուսափելով շփելուց: Ռեակցիաները կարելի է գնահատել 15 րոպե անց: Պահպանություն և Պատրաստման ամսաթիվ Պահպանություն.</p> <p>պահել սառնարանում (2-8°C): Չսառեցնել: Պատրաստման ամսաթիվ. 2020 թ. փետրվար: PF-80-2200002 2022 թ. սեպտեմբեր: Ալերգեններն են՝ E801- Cat dander- կատվի թեփ E802-Dog dander -շան թեփ M601- Dermatophagoides pteronyssinus տան փոշու տիգ M602- Dermatophagoides farinae տան փոշու տիգ P901-Alternaria Alternata բորբոսասունկ P902- Aspergillus fumigatus բորբոսասունկ P904- Candida Albicans բորբոսասունկ P905- Cladosporium herbarum բորբոսասունկ P908- Penicillium notatum բորբոսասունկ K200-Positive control դրական հսկիչ՝ հիստամին K100- Negative control բացասական հսկիչ G110- Timothy grass սիզախոտ G202-Oat վարսակ G205- Rye աշորա G206- Wheat ցորեն MG01- 6 Grass mix խոտերի խառնուրդ L001- Latex լատեքս W301-Ragweed ամբրոգիա W302- Mugwort օշինդր T506- Oak կաղնի</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|