

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Անիոգիմ XL3	ANIOSYME XL3	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- ՉԱՄ, Գուանիդինի ածանցյալներ (Գուանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%), ֆերմենտային կոմպլեքս՝ ոչ պակաս քան 3 Էնզիմի պարունակությամբ (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), մակերևութային ակտիվ նյութեր՝ ՄԱՆ- եր, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ և այլ հավելյալ նյութեր,։ Ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չի պարունակում որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ։ 1 լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ։ Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 5 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար։ Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ

			բաժակով: Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗРЧ-ЕЦХЦЧЗР-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Аниозим XL3	ANIOSYME XL3		Аниозим XL3 является прямым аналогом Аниозим ДД1 на основе энзимов, но отличается отсутствием режима холодной стерилизации. Средство на основе инновационной формулы. Современная комбинация активнoдействующих, моющих веществ нового поколения и трехэнзимного комплекса. Предназначено для дезинфекции, достерилизационной очистки (в т. ч. совмещенных в одном процессе), ДВУ ИМН. Отличная совместимость с широким спектром материалов, включая материалы из которых изготовлены эндоскопическая аппаратура, микрохирургические инструменты и изделия с оптикой. Разрушает биопленки за 5 минут. Пригодно для использования в УЗ-ваннах, автоматических моечных машинах. Стабильность рабочих растворов - 7 суток. Спектр

				антимикробного воздействия: бактерицидный, туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
--	--	--	--	--