

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ-ՎԻ-ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	LABORATOIRE CCD	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF,	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF,	LABORATOIRE CCD	Ներարգանդային ներարկման հիշողության IUI կաթետեր Երկակի անցքի շնորհիվ սերմնահեղուկի և մանդրեյի միջև չփվել կանխվում է՝ միաժամանակ պահպանելով անհրաժեշտ կոշտությունը՝ դժվար անցանելի արգանդի վզիկները մանևրելու համար:Կաթետորը թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել արգանդի հիմք: Անանցքների դիրքը թույլ է տալիս սերմնահեղուկը արտանետել արգանդափողերի բացվածքներին մոտ:Թափանցիկ պոլիէթիլենային կանուլա.17 սմ երկարություն 6կուն

				<p>բուժ ծայր և երկու կողային անցքերՊոլիէթիլենային խողովակ. րտաքին տրամագիծ` 2,10 մմ Ներքին տրամագիծ` 1,10 մմ ճկուն պողպատե մանդրել խողովակի պատի մեջ, որը թույլ է տալիս ոլորել կաթետր նախքան տեղադրումը մանդրելը մեծացնում է կաթետերի կոշտությունը և թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել դեպի արգանդի հատ ստանդարտացված ադապտեր թույլ է տալիս միանալ ներարկիչին</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УБНФРС-ЕЦЦЦНЗР-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	LABORATOIRE CCD	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF,	INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF,	LABORATOIRE CCD	Катетер для внутриматочной инсеминации (ВМИ) Memory. Двойной канал предотвращает контакт сперматозоида со стержнем, сохраняя при этом необходимую жесткость для прохождения через труднопроходимые шейки матки. Катетер обеспечивает легкий и атравматичный доступ к дну матки. Расположение каналов позволяет выводить сперматозоид близко к устьям маточных труб. Прозрачная полиэтиленовая канюля. Длина 17 см, с гибким тупым наконечником и

				<p>двумя боковыми отверстиями. Полиэтиленовая трубка. Внешний диаметр: 2,10 мм. Внутренний диаметр: 1,10 мм. Гибкий стальной стержень в стенке трубки, позволяющий поворачивать катетер перед введением. Стержень увеличивает жесткость катетера и обеспечивает легкий и атравматичный доступ к полости матки. Стандартизированный адаптер позволяет подключаться к шприцу.</p>
--	--	--	--	---