

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական օպտիկական տոպոգրաֆ	Ակնաբուժական օպտիկական տոպոգրաֆ	Ակնաբուժական օպտիկական տոպոգրաֆ	Ակնաբուժական օպտիկական տոպոգրաֆ	Եղջերաթաղանթի կորույթյան շառավղի չափման անհրաժեշտ միջակայք առնվազն` 3 - 38մմ: Եղջերաթաղանթի բեկման ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք առնվազն` 9D ~ 110D (1.3375 եղջերաթաղանթի ռեֆռակտիվ ինդեքսի Էկվիվալենտի դեպքում): Եղջերաթաղանթի գլխավոր մերիդիանների ուղղության չափման անհրաժեշտ միջակայք` չափման տիրույթ: 0° - 180°(Չափման ճշգրտությունը ըստ ISO 10343:2014): White-to-White հեռավորություն անհրաժեշտ միջակայք

(եղջերաթաղանթի տեսանելի տրամագիծ)՝ 7-14 մմ: Բիբի տրամագծի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ 0.5-10 մմ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 80-100մմ: Պլաստիդոյի սկավառակների քանակը՝ 24 օղակ: Վերլուծված կետերի քանակը առնվազն՝ 100,000 (Չափված կետեր՝ Առնվազն՝ 6,220): Ճշգրտություն և կրկնելիություն՝ A դասի (ըստ ISO 19980:2021): Չափման անհրաժեշտ տիրույթ՝ Ø 9.8 մմ (8 մմ տրամագիծ ունեցող գնդիկի վրա), 42.20D, n = 1.3375 դեպքում: Էկրան՝ պտտվող և թեքվող 10.1 դյույմ սենսորային էկրան, 90° ձախ-աջ պտտվող: Սարքի հետազոտող մասի հորիզոնական շարժում՝ 55 մմ (առաջ և հետ), 100 մմ (ձախ և աջ): Սարքի հետազոտող մասի ուղղահայաց շարժում՝ 30 մմ (վերև և ներքև): Ճևտի հենակի շարժում՝ 62 մմ (վերև և ներքև), շարժիչով վերահսկվող: Սարքի հետազոտման համար ավտոմատ ֆոկուսավորում՝ X,Y ուղղություններ՝ դիրքավորման համար, Z ուղղություն՝ աշխատանքային հեռավորության

համար: Համակարգիչ՝  
Ներկառուցված համակարգիչ  
Windows 10 կամ 11 օպերացիոն  
համակարգով: Քաշը  
առավելագույնը՝ 19կգ: Տոպոգրաֆիկ  
ծրագրային հնարավորություններ  
Աչքի բորբոքման և առողջության  
գնահատում աչքի կարմրության  
վերլուծության միջոցով  
Եղջերաթաղանթի և կոնյուկտիվայի  
կարմրության աստիճանը  
ավտոմատ կերպով վերլուծվում և  
քանակապես գնահատվում է: Սա  
հնարավորություն է տալիս  
օբյեկտիվորեն գնահատել աչքի  
բորբոքումը և ընդհանուր աչքի  
առողջությունը՝ բարձրացնելով  
ախտորոշման հուսալիությունը:  
Ինքնախտորոշման գնահատում՝  
OSDI գլոբալ ստանդարտ  
հարցաթերթիկի միջոցով:  
Արցունքային թաղանթի  
ախտորոշում՝ կապույտ LED-ի վրա  
հիմնված ֆլուորեսցենսային  
պատկերագրման միջոցով:  
Գույրշիացվող չոր աչքի  
ախտորոշում՝ թարթման միջակայքի  
չափման միջոցով: Սարքը չափում է  
թարթումների միջև ընկած

միջակայքը (IBI)՝ թարթման օրինաչափությունները վերլուծելու համար: Չափումները ներկայացվում են թվային արժեքներով՝ թարթման հաճախականության և կանոնավորության համար: Լիպիդային շերտի ֆունկցիա՝ արցունքային թաղանթի գույնի և նախշի ֆիքսման համար: Սարքը իրական ժամանակում ֆիքսում է արցունքային թաղանթի լիպիդային շերտը՝ հնարավորություն տալով տեսողականորեն դիտարկել գույնի և նախշի փոփոխությունները: Վաղ կերատոկոնոսի հայտնաբերում՝ եղջերաթաղանթի ցուցանիշների հիման վրա եղջերաթաղանթի առաջային կորության, տարածաշրջանային ձևի, արտափքման աստիճանի և էքսցենտրիկության համապարփակ վերլուծության միջոցով սարքը հաշվարկում է կերատոկոնոսի կանխատեսման ինդեքսը (KPI)՝ գնահատելու կերատոկոնոսի հավանականությունը: White-to-White ավտոմատ չափում՝ եղջերաթաղանթի տրամագծի համար: Պոլպիլոմետրիայի վրա

<p>Амура в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/43</p>		<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> <b>предлагаемого товара</b></p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>հիմնված բբի տվյալների ստացում: Սարքը չափում է բբիկի չափը և արձագանքը ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային լուսավորության պայմաններում՝ տրամադրելով տարբեր ցուցանիշներ, ներառյալ բբի նվազագույն, առավելագույն և միջին տրամագիծը, ինչպես նաև ստանդարտ շեղումը՝ գրաֆիկական տեսքով Կոնտակտային լինգաների ընտրություն՝ առանց ֆլուորեսցենտի և տեխնիկական հատկությունների կաթեցման: Ֆլուորեսցենսային պատկերային ֆիլտրով սիմուլյացիոն մեթոդի կիրառմամբ՝ առանց ֆլուորեսցենտի ներկի անմիջական կաթեցման: Տեսողական աղավաղման գործոնների ճշգրիտ ախտորոշում՝ Չերնիկեի վերլուծության միջոցով Չերնիկեի գործակիցների և Չերնիկեի քարտեզների կիրառմամբ սարքը ճշգրիտ վերլուծում է տեսողական աղավաղման տարբեր գործոններ, ներառյալ ռեֆրակցիոն ուժի տատանումները, անկանոն աստիգմատիզմը և բարձր կարգի աբերացիաները՝ տրամադրելով տեսողական որակի վրա ազդող</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկությունների կաթեցման: Ֆլուորեսցենսային պատկերային ֆիլտրով</p>
<p>1</p>					

տարրերի վիզուալացված տվյալներ:  
Մեյբոմյան գեղձերի դիսֆունկցիայի  
աստիճանի ավտոմատ  
տեսողականորեն գնահատվում և  
դասակարգվում: Արցունքային  
մենիսկի բարձրության  
վերլուծությունը՝ արցունքների  
արտադրության գնահատման  
համար սարքը ավտոմատ  
քանակապես չափում է  
արցունքային մենիսկի  
բարձրությունը՝ օբյեկտիվ  
գնահատելու արցունքների  
արտադրությունը: Այն  
պատկերավորում է կոպի երկայնքով  
ձևավորված արցունքային շերտը և  
թույլ է տալիս ճշգրիտ չափում  
իրականացնել ներառված  
մասշտաբով: Երբ ընտրում են  
կետերը, արցունքային թաղանթի  
բարձրությունը ավտոմատ կերպով  
հաշվարկվում է: Արցունքային  
թաղանթի կայունության ոչ  
կոնտակտային գնահատում՝ NIKBUT  
մեթոդով Սարքը չափում է  
արցունքային թաղանթի  
կայունությունը առանց կոնտակտի  
և իրական ժամանակում հետևում է  
արցունքային թաղանթի դիսկի

խզման մակերեսներին:  
Արդյունքները տրամադրում են արցունքային թաղանթի խզման ժամանակի և մակերեսի քանակական վիզուալացում: Որակի հավաստագրեր՝ ISO 9001, ISO 14001, EU Declaration of Conformity, FDA Մատակարարման պայմաններ՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025 կամ 2026 թ-ի արտադրման, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և

					համապատասխանության հավաստագիր: Արտադրողը Topcon կամ Rexam կամ NIDEK կամ Huvitz:
--	--	--	--	--	---