

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Gima S.p.A (Italy)	Gima S.p.A (Italy)	Visio 2000 F.O.	Gima S.p.A.(Italy)	Օֆտալմոսկոպ Գործիքի տեսակը՝ ուղիղ օֆտալմոսկոպ Էրգոնոմիկան՝ ծեռքի Ուղիղ օֆտալմոսկոպը ներառում է գլուխը լամպով Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը ունի ուղղիչ ոսպնյակներ -25-ից +40 դիոպտերից Ունի գլխի կողպման ամրակներ՝ մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը թույլ է տալիս ընտրել ոսպնյակների օպտիկական հզորությունը + 40D- ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների

				մատչելիությունը թույլ է տալիս ճիշտ ոսպնյակների արագ ընտրություն կատարել Պտտվող գտիչ Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր գտիչը օգտագործվում է վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: Մարտկոցի բռնակը՝ միացնել/անջատել անջատիչով Պահպանման պատյանի առկայություն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Gima S.p.A (Italy)	Gima S.p.A (Italy)	Visio 2000 F.O.	Gima S.p.A (Italy).	Օֆտալմոսկոպ Գործիքի տեսակը՝ ուղիղ օֆտալմոսկոպ Էրգոնոմիկան՝ ձեռքի Ուղիղ օֆտալմոսկոպը ներառում է գլուխը լամպով Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը ունի ուղղիչ ոսպնյակներ -25-ից +40 դիոպտերից Ունի գլխի կողման ամրակներ՝ մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը թույլ է տալիս ընտրել ոսպնյակների օպտիկական հզորությունը + 40D-ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների

				մատչելիությունը թույլ է տալիս ճիշտ ոսպնյակների արագ ընտրություն կատարել Պտտվող գտիչ Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր գտիչը օգտագործվում է վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: Մարտկոցի բռնակը՝ միացնել/անջատել անջատիչով Պահպանման պատյանի առկայություն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս
--	--	--	--	---