

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Պերֆուզյոն պոմպ	MedRena	UniFusion SP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	Ներարկչային պոմպ Չափսերը 242.5*111*126.5 մմ .Քաշը, 1.7 կգ Էկրան՝ 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային էկրան Ծալվող բռնակի առկայություն Պոմպերը հնարավոր 1 իրար վրա դնել (stackable) Պայծառույուն ` 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Չայնի մակարդակը՝ 1-10 մակարդակ ,կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփոլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփոլեյ՝ ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ երևում են նույնիսկ հեռավորության վրա Ցուցադրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Համակարգի

տեղեկատվություն՝ Ներարկչի ապրանքանիշ, Ներարկչի չափս, Կողպած Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status) , Ընտրված դեղամիջոցի անվանում, Մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն՝ Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, Ներարկված ընդհանուր ծավալ, Իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, Ահագանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ՝ Մեկնարկ/կանգ, Բոլուս/Մաքրում, Մենյու

Պարամետրեր՝ Ճշգրտություն- արագությունը 1մլ/ժ, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm 1\%$: Ռեժիմ՝ առնվազն 8 ինֆուզիոն ռեժիմներ Արագության ռեժիմ (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Դեղերի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode), Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode), TIVA ռեժիմ

Հոսքի արագության միջակայքը՝ առնվազն 0.1-1500 մլ/ժ., Նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ Հոսքի արագությունը, առնվազն՝ ասեղի

չափսը 2 մլ (0.1-100) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 5 մլ (0.1-150) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 10 մլ (0.1-300) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 20 մլ (0.1-600) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 30 մլ (0.1-900) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 50/60 մլ (0.1-1500) մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության
 բարձրացում/աճ՝ 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99
 մլ/ժ) 0.1 մլ/ժ (100-999.9 մլ/ժ) 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Բոլուսի տեսակը՝
 մանուալ, ավտոմատ բոլուս
 Միջակայքը՝ 2 մլ ասեղ (0.11-100)
 մլ/ժ 5 մլ ասեղ (0.11-150) մլ/ժ 10 մլ
 ասեղ (0.11-300) մլ/ժ 20 մլ ասեղ
 (0.11-600) մլ/ժ 30 մլ ասեղ (0.11-900)
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ (0.11-1500) մլ/ժ
 VTBI ՝ 0. 01-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ Ներարկված
 ընդհանուր ծավալը, ոչ պակաս,
 քան՝ 0. 00-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ KVO արագությունը ՝
 0.00-5մլ./ժ Մաքրման արագությունը
 (purge rate) 2 մլ ասեղ ՝ 100 մլ/ժ 5 մլ
 ասեղ ՝ 150 մլ/ժ 10 մլ ասեղ ՝ 300
 մլ/ժ 20 մլ ասեղ ՝ 600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ
 ՝ 900 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 1500 մլ/ժ
 Կոնցենտրացիայի միավոր՝ ng/min,
 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min,
 ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min,

mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, g/min,
 g/h, g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h, IU/kg/
 min, IU/kg/h, KU/min, KU/h KU/
 kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/ min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/ min,
 kcal/kg/h Դոզայի արագության
 միավոր՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml,
 U/ml, IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml,
 mmol/ ml, kcal/ml Միկրոռեծիմի
 տիրույթ՝ նորածինների համար
 ճշգրիտ ներարկման կառավարում,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 2 մլ ասեղ
 ` 100 մլ/ժ 5 մլ ասեղ ` 100-150 մլ/ժ 10
 մլ ասեղ ` 100-300 մլ/ժ 20 մլ ասեղ `
 100-600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ ` 100-900
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ` 100-1500 մլ/ժ
 ժամանակը` 1 րոպե-99ժամ59 րոպո
 Օկլուզիայի հայտնաբերում` 1-12
 մակարդակներ, ընտրովի,
 Միջակայք` 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս. , 4
 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg,
 kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս
 Գրանցումներ - 5 000 գրանցում:
 Բուժման գրանցումներ` 20

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		բուժումների գրանցումներ: Մեկ սեղմումով բուժման գրանցման ընտրություն՝ ներարկման արագ մեկնարկի համար Դեղի գրադարան՝ 2000 դեղ , Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ, Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ժամանակը: 12-2026/43 ինչը նշվում է 00: 01վ - 99 ժամ : 59ր.
ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < RU-CO-LEAD-12F-2026/43 ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		Ներարկիչներ՝ կիրառվող
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ներարկիչների չափսը, արևմտյան տեխնիկական հատկություններ՝ 2/3վ, 5վ, 10վ, 20վ, 30վ, 50/60վ;
4	Պերֆուզիոն պոմպ	MedRena	UniFusion SP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	հնարավոր է օգտագործել տարբեր Ներարկիչային պոմպ Չափսերը պարամետրների Ներարկիչներ 242.5*111*126.5 մմ . Բաշը, 1.7 կգ Ներարկիչի ճակատային Ֆունկցիայի Էկրան 4.3 դյույմ TFT գունավոր արևադարձային Սիազանգ - Պատկեր, հպումային Էկրան Օպերող բոնակի ծալն, տեսող, լույս Սիազանգի առկայություն Դոմագերը հնարավոր առկայացն 3 մակարդակներ՝ բարձր, 1-րդ և 2-րդ (stackable) միջին, ցածր Դոմայի անգործություն Դալտերադիոն 1-10 մակարդակներ, միջակի մասին պիացանգ (Idle կարգավորվող 2այնի մակարդակը՝ Alert)՝ 200պե, 5ր, 10ր, 15ր, 30ր. 1-10 մակարդակ՝ կարգավորվող Սիագույն՝ արդյ USB արկայություն Ինֆուզիոն դիսպոզի - մեծ Սկառ՝ Wifi մոդուլ ավելացնելու տառադարձակով դիսպոզի ինֆուզիոն հնարավորություն IrDA մոդուլ հիմնական պարամետրերի հստակ ավելացնելու հնարավորություն երևում են սովորական հեռավորության Relay ավելացնելու հնարավորություն DEPS (Դոմայի մեղմվածությունը չափավորի սխալի նվազեցման համակարգ)

				DP հո (Ծղկլրագրված) յոսին ներառվելու գ և անըման լինելը մեծադիմացի և անհավան Կոնսպիրացիոն քրեական վարչության 26000 հեռախոսահամարներով և անհավան ժամանակից ընդհանուր մասնաժամանակով ժամանակահատվածի հաշվարկը 500 500 հա Որակի բնական և արհեստական նյութերի : Այսպիսով, ընդհանուր ժամանակահատված գրեթե արհեստական և արհեստական Իրական ժամանակահատվածի հաշվարկի ճշգրտում, մեծադիմացի և անհավան
				Եկրանի կոճակ՝ Մեկնարկ/կանգ, Բոլոր/Մաքրում, Մենյու Պարամետրեր՝ Ճշգրտություն- արագությունը 1մ/ժ, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ Մեխանիկական ճշգրտությունը ՝ $\pm 1\%$: Ռեժիմ՝ առնվազն 8 ինֆուզիոն ռեժիմներ Արագության ռեժիմ (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Դեղերի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode), Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode), TIVA ռեժիմ Հոսքի արագության միջակայքը՝ առնվազն 0.1-1500 մլ/ժ., նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ Հոսքի արագությունը, առնվազն՝ ասեղի

չափսը 2 մլ (0.1-100) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 5 մլ (0.1-150) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 10 մլ (0.1-300) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 20 մլ (0.1-600) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 30 մլ (0.1-900) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 50/60 մլ (0.1-1500) մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության
 բարձրացում/աճ՝ 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99
 մլ/ժ) 0.1 մլ/ժ (100-999.9 մլ/ժ) 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Բոլուսի տեսակը՝
 մանուալ, ավտոմատ բոլուս
 Միջակայքը՝ 2 մլ ասեղ (0.11-100)
 մլ/ժ 5 մլ ասեղ (0.11-150) մլ/ժ 10 մլ
 ասեղ (0.11-300) մլ/ժ 20 մլ ասեղ
 (0.11-600) մլ/ժ 30 մլ ասեղ (0.11-900)
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ (0.11-1500) մլ/ժ
 VTBI ՝ 0. 01-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ Ներարկված
 ընդհանուր ծավալը, ոչ պակաս,
 քան՝ 0. 00-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ KVO արագությունը ՝
 0.00-5մլ./ժ Մաքրման արագությունը
 (purge rate) 2 մլ ասեղ ՝ 100 մլ/ժ 5 մլ
 ասեղ ՝ 150 մլ/ժ 10 մլ ասեղ ՝ 300
 մլ/ժ 20 մլ ասեղ ՝ 600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ
 ՝ 900 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 1500 մլ/ժ
 Կոնցենտրացիայի միավոր՝ ng/min,
 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min,
 ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min,

mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, g/min,
 g/h, g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h, IU/kg/
 min, IU/kg/h, KU/min, KU/h KU/
 kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/ min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/ min,
 kcal/kg/h Դոզայի արագության
 միավոր՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml,
 U/ml, IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml,
 mmol/ ml, kcal/ml Միկրոռեծիմի
 տիրույթ՝ նորածինների համար
 ճշգրիտ ներարկման կառավարում,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 2 մլ ասեղ
 ` 100 մլ/ժ 5 մլ ասեղ ` 100-150 մլ/ժ 10
 մլ ասեղ ` 100-300 մլ/ժ 20 մլ ասեղ `
 100-600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ ` 100-900
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ` 100-1500 մլ/ժ
 ժամանակը` 1 րոպե-99ժամ59 րոպո
 Օկլուզիայի հայտնաբերում` 1-12
 մակարդակներ, ընտրովի,
 Միջակայք` 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս. , 4
 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg,
 kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս
 Գրանցումներ - 5 000 գրանցում:
 Բուժման գրանցումներ` 20

					բուժումների գրանցումներ: Մեկ սեղմումով բուժման գրանցման ընտրություն՝ ներարկման արագ մեկնարկի համար Դեղի գրադարան՝ 2000 դեղ , Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ, Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standy ռեժիմ՝ 00: 01վ - 99 ժամ : 59ր. Ներարկիչներ՝ կիրառվող ներարկիչների չափսը, առնվազն ՝2/3մլ, 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ.,50/60մլ; հնարավոր է օգտագործել տարբեր ապրանքանիշների ներարկիչներ Ներարկիչի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Ահազանգ - ՝ Պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Ահազանգի առնվազն 3 մակարդակներ՝ բարձր, միջին, ցածր Պոմպի անգործուն վիճակի մասին ահազանգ (Idle Alert)՝ 2 րոպե, 5 ր., 10ր., 15ր., 30ր. Միացում՝ լարով USB առկայություն Անլար ՝ Wifi մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ)
--	--	--	--	--	--

					DPS (Օկլուզիայի նախա-ահագանգ և ճնշման անկման ահագանգեր) Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Աշխատաժամանակը՝ 5 Ժամ, Լիցքավորման ժամանակը 2.5 Ժամ Հոսանք՝ AC 100-240V, 50/60Հց Որակի վկայականներ՝ CE, ISO 13485 :Ապրանքը նոր է ,և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---