

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հելթի Լայֆ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	QINGDAO LUCKMED SUPPLIES CO., LTD	9018 Disposable Spinal Needle	Disposable Spinal Needle	QINGDAO LUCKMED SUPPLIES CO., LTD	25G Pencil Point սպինալ անզգայացման ասեղ- Տեսակ - ատրավմատիկ (Pencil Point, Whitacre/Sprotte տիպ) Չափ - 25G (0.50 մմ) bd.com +1 Երկարություն - 90 մմ (3.5 դյույմ) bd.com +1 Ասեղի ծայր - կլորացված, չկտրող (Pencil Point) Բացվածք - կողային (side port) Նյութ - բժշկական չժանգոտվող պողպատ Ստիլետ - հերմետիկ տեղադրված, կանխում է հյուսվածքի խցանումը Ինտրոդյուսեր - 20G x 32 մմ bd.com Ստերիլություն - ստերիլ, միանգամյա օգտագործման

					Ստերիլացման եղանակ - Էթիլէնօքսիդ (EO) bd.com Միացում - Luer/NRFit (կախված արտադրողից) Առավելություններ Նվազագույն վնասում է կարծր ուղեղաթաղանթը: Նվազեցնում է հետպոսկիոն գլխացավի (PDPH) ռիսկը: Ապահովում է լիկվորի հստակ հոսք և հարմար է սպինալ անզգայացման համար: bd.com +1
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հելթի Լալֆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	QINGDAO LUCKMED SUPPLIES CO., LTD	9018 Disposable Spinal Needle	Disposable Spinal Needle	QINGDAO LUCKMED SUPPLIES CO., LTD	25G Pencil Point սպինալ անզգայացման ասեղ- Տեսակ - ատրավմատիկ (Pencil Point, Whitacre/Sprotte տիպ) Չափ - 25G (0.50 մմ) bd.com +1 Երկարություն - 90 մմ (3.5 դյույմ) bd.com +1 Ասեղի ծայր - կլորացված, չկտրող (Pencil Point) Բացվածք - կողային (side port) Նյութ - բժշկական չժանգոտվող պողպատ Ստիլետ - հերմետիկ տեղադրված, կանխում է հյուսվածքի խցանումը Ինտրոդյուսեր - 20G x 32 մմ bd.com Ստերիլություն - ստերիլ, միանգամյա օգտագործման

					Ստերիլացման եղանակ - Էթիլէնօքսիդ (EO) bd.com Միացում - Luer/NRFit (կախված արտադրողից) Առավելություններ Նվազագույն վնասում է կարծր ուղեղաթաղանթը: Նվազեցնում է հետպոսկիոն գլխացավի (PDPH) ռիսկը: Ապահովում է լիկվորի հստակ հոսք և հարմար է սպինալ անզգայացման համար: bd.com +1
--	--	--	--	--	---