

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                  | Անիոգիմ Սիներջի 5     | ԱՆԻՈՍ               | ANIOSYME SYNERGY<br>5 | Լաբորաթիս<br>ԱՆԻՈՍ     | Չորս և ավելի ֆերմենտ<br>պարունակող բազմակոմպոնենտ<br>խտանյութ: Խտանյութից ստացված<br>աշխատանքային լուծույթները չեն<br>առաջացնում մետաղների<br>ժանգոտում, չեն վնասում<br>ջերմազգայուն նյութերը, լավ<br>լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր<br>նյութերից բժշկական<br>արտադրատեսակների, ներառյալ<br>վիրաբուժական (այդ թվում<br>խողովակ ունեցող),<br>միկրովիրաբուժական և<br>ատամնաբուժական (այդ թվում<br>պտտվող) գործիքների ձեռքային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>եղանակով<br/>Նախամանրեագերծումային<br/>մաքրման համար, կոշտ և ճկուն<br/>էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով<br/>Նախնական և<br/>Նախամանրեագերծումային<br/>մաքրման համար (եզրափակիչ՝<br/>բարձր մակարդակի<br/>ախտահանումից առաջ,<br/>էնդոսկոպներին կից գործիքների<br/>ձեռքային եղանակով<br/>Նախամանրեագերծումային<br/>մաքրման համար: Լվացող միջոցը<br/>պետք է երաշխավորված լինի կամ<br/>Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon,<br/>կամ Pentax բժշկական<br/>սարքավորումներ արտադրող<br/>ընկերությունների կողմից՝ Նյուլթի<br/>պատճառով սարքավորման<br/>խափանումից խուսափելու համար:<br/>Լվացող միջոցի գործարանային<br/>փաթեթավորումը 5լ տարայով:<br/>Մատակարարման պահին<br/>խտանյութի ժամկետի 1/2-ի<br/>առկայություն : Ունենա որակի<br/>հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական<br/>գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ<br/>օգտագործման մեթոդական<br/>հրահանգ: Ունենա ՀՀ ԱՆ</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  | օգտագործման մեթոդական<br>հրահանգ: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БДЦЦЦР-26/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                 | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2          |                        |               | ANIOSYME SYNERGY<br>5 |                            | Четыре и более ферменты, содержащие базами концентрат: Ханука полученные рабочие растворы не вызывают металл ржавеет, не повреждает изделия из материалов, хорошо моющийся: Применяется для различных материалов медицинских изделий, включая хирургическое (в том числе масла, имеющие), котельное и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов ран способом, наименее для очистки жестких и гибких эндоскопов реки режимов предварительного и |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>наименование пищевой (финал в<br/>высоком уровне азанова назад,<br/>эндоскопов инструментов при ран<br/>способом, наименее для очистки:<br/>это средство должна быть<br/>гарантирована или Storz, или<br/>Olympus, или Fujinon, или Pentex<br/>медицинское оборудование<br/>производитель компаниями<br/>материала из-за оборудования<br/>хазанова, чтобы избежать всех.<br/>Моющие средства, заводские<br/>упаковки 5л таре: на момент<br/>Поставки концентрата срока-1/2<br/>наличие: Есть сертификат<br/>качества, ЕАЭС, свидетельство о<br/>государственной регистрации,<br/>МИНЗДРАВ-а использования<br/>методическая инструкция: Есть РА<br/>АН использования методическая<br/>инструкция:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|