

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)	ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)	ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)	Schülke & Mayr GmbH	Ախտահանիչ խտանյուղ, որն իրենից ներկայացնում է բուրանյուղի հոտով կանաչ գույնի խտանյուղ: Միջոցի Էնգիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները՝ 7,7գ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիգուանիդ, եռդեցիլպոլիէթիլենային եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոզիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-բիս (ամինոմինոմեթիլ) ամինո]

				իմինոմեթիլ] ամինո] -, դիհիդրոքլորիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH` 7,5 :Միջոցի  պիտանելիության ժամկետը 1,5  տարի է` արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ` -5-ից մինչև  +25°C ջերմաստիճանում պահման  պայմաններում:Միջոցը թողարկվում  է 2լ տարողությամբ  սրվակներով:Աշխատանքային  լուծույթների պիտանելիության  ժամկետը 1 օր է` փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս, համաձային ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-ETXU72P-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GIGAZYME X-TRA	GIGAZYME X-TRA	GIGAZYME X-TRA	Schülke & Mayr GmbH	Зеленый концентрат с ароматизированным запахом, обладающий моющими и высокой степени очищающими свойствами. Состав концентрата — 100 г содержит: 7,7 г $\pm$ 10% дидецилдиметиламмония хлорида, 0,4 г $\pm$ 10% полигексаметиленбигуанида, тридецилполиэтиленовый эфир « 20% $\pm$ 10%, пропан-2-ол « 5% $\pm$ 10%, алкилполиглизид « 5% $\pm$ 10%, поли(метилен), альфа, омега-бис[[[(аминоиминометил)амино]иминометил]амино]-, дигидрохлорид

				0,4% ± 10%, глицерин « 40% ± 10%. Рабочие растворы используются для мытья, очистки и дезинфекции высокого уровня медицинских инструментов и эндоскопов. Упаковка в емкостях по 2 л.
--	--	--	--	--