

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	"Նշանակություն՝ Նոսրացնող լուծույթ՝ նախատեսված HbA1c Calibrator Set (S), G8 HbA1c Calibrator Set (S) և Hemoglobin A1c Control Set կյութերի հետ համատեղ կիրառելու համար՝ Tosoh HLC-723G8, HLC-723GX և HLC-723G11 անալիզատորների վրա: Փաթեթավորումը՝ 100 մլ x 2 շիշ. կազմում՝ դեֆինացված ջուր, EDTA և Tween20, 0,02%-ից պակաս նատրիումի ազիդ՝ որպես պահպանանյութ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված նոսրացնող/հեմոլիզող լուծույթ/հատ: Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ 4 °C-30 °C, մինչև պիտակի ժամկետը: Բացումից հետո՝ օգտագործել առավելագույնը 180 օրվա ընթացքում: Սահմանափակումներ՝ կիրառելի է բացառապես Tosoh HLC-723G8, HLC-723GX և HLC-723G11

				անալիզատորների հետ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ FDA, CE, IVDMD:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	"Նշանակություն՝ Նոսրացնող լուծույթ՝ նախատեսված HbA1c Calibrator Set (S), G8 HbA1c Calibrator Set (S) և Hemoglobin A1c Control Set կյութերի հետ համատեղ կիրառելու համար՝ Tosoh HLC-723G8, HLC-723GX և HLC-723G11 անալիզատորների վրա: Փաթեթավորումը՝ 100 մլ x 2 շիշ. կազմում՝ դեֆինացված ջուր, EDTA և Tween20, 0,02%-ից պակաս նատրիումի ազիդ՝ որպես պահպանանյութ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված նոսրացնող/հեմոլիզող լուծույթ/հատ: Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ 4 °C-30 °C, մինչև պիտակի ժամկետը: Բացումից հետո՝ օգտագործել առավելագույնը 180 օրվա ընթացքում: Սահմանափակումներ՝ կիրառելի է բացառապես Tosoh HLC-723G8, HLC-723GX և HLC-723G11

				անալիզատորների հետ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ FDA, CE, IVDMD:
--	--	--	--	--