

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 67              | Ստերանիոս 20%      | ԱՆԻՈՍ            | STERANIOS 20% | Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ    | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր:<br>Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա:<br>Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար:</p> <p>Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուչի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦЦПЗР - 25/0101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики   |
| 67         | Стераниос 20%          | АНИОС         | STERANIOS 20% | АНИОС                      | Состав - Глютаральдегид 2%, антикоррозионные присадки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты.<br>Упаковка - полиэтиленовая ёмкость 5 литров. Рабочий раствор можно использовать повторно. Раствор можно использовать частично в соответствии с необходимым объемом. Срок годности дезинфицирующего средства высокого уровня (БМА) и стерилизующего средства - 3 года. В наличии будут тест-полоски для контроля срока годности раствора. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Дезинфицирующее средство рН 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции медицинских инструментов, предметов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации и спорообразования. Продолжительность дезинфекции до 10 минут. Продолжительность дезинфекции высокого уровня - 10 минут. Продолжительность стерилизации и споруляции составляет 60 минут. Степень опасности - 3, 4 класс. Он будет иметь сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Имеет гарантию совместимости от Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно известных производителей медицинского оборудования.</p> |
|--|--|--|--|--|