

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	<p>"Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 1 լիտր հավասար է 1 տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5 լիտր աշխատանքային լուծույթ՝ բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ունենա թեստ զույր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման</p>

				<p>համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի ISO 9001, ISO 14001, CE հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:"</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗЦРЧ БЦЦПЗР 25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
92	STERANIOS 2%	АНИОС	АНИОС	<p>«Состав - Глутаральдегид 2%, антикоррозионные добавки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Упаковка - 1 литр или 1 контейнер. Из 0,5 л концентрата делают 2% 5 л рабочего раствора для многократного применения, срок годности которого 30 суток. Рабочий раствор из концентрата можно приготовить в необходимом объеме. Срок годности концентрата: 3 года. Иметь пробный раствор для контроля пригодности дезинфицирующего средства с рН 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции медицинских инструментов, предметов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации и спорообразования.</p> <p>Продолжительность дезинфекции до 10 минут. Продолжительность дезинфекции высокого уровня -</p>

				<p>10 минут. Продолжительность стерилизации и споруляции составляет 60 минут. Степень опасности - 3, 4 класс. Имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, CE, методические указания по применению Министерства здравоохранения РА."</p>
--	--	--	--	--