

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՌԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	1.SUNTOUCH /PVA NASAL DRESSING/ 2.Jcmed	1.Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 2.Jcmed (tianjin) Import & Export Co., Ltd.	<p>Բազմաֆունկցիոնալ, ստերիլ, հեմոստատիկ, չներծծվող սպունգե տամպոններ են՝ պատրաստված դեղորայքային PVA (պոլիվինիլալկահոլ) փրփուրից և արտաքին ցելյուլոզային շերտից: Համաչափ ծակոտկեն է, բռնկվող չէ: Ստերիլիզացված է գամմա ճառագայթների միջոցով, ենթակա է անմիջական օգտագործման՝ առանց նախապես ստերիլիզացվելու: Ջրի կամ հեղուկի հետ շփման արդյունքում առաջանում է կպչուն գելի շերտ և արգելափակում արյունահոսող մազանոթները: Այնուհետև խոնավությունից սպունգն ընդլայնվում է և չափավոր ճնշում գործադրում անոթների վրա՝ դադարեցնելով արյունահոսությունը: Այսպիսով հոմեոստատիկ բինտով տամպոնները դրսևորում են կրկնակի արյունականգ ազդեցություն: Արտաքին շերտն արագացնում է արյան մակարդումը, ներքին՝ սպունգային շերտն, իրականացնում է ֆիզիկական հեմոստաս: Հեշտությամբ տեղադրվում և հեռացվում է: Ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման: Չափը՝ 100 x 25 x 15, ստանդարտ, թելով: Գնահատման փուլում մասնակիցը պարտավորվում է ներկայացնել նմուշ՝ պատվիրատուի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
17	1.SUNTOUCH /PVA NASAL DRESSING/ 2.Jcmed	1.Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 2.Jcmed (tianjin) Import & Export Co., Ltd.	<p>Բազմաֆունկցիոնալ, ստերիլ, հեմոստատիկ, չներծծվող սպունգե տամպոններ են՝ պատրաստված դեղորայքային PVA (պոլիվինիլալկահոլ) փրփուրից և արտաքին ցելյուլոզային շերտից: Համաչափ ծակոտկեն է, բռնկվող չէ: Ստերիլիզացված է զամմա ճառագայթների միջոցով, ենթակա է անմիջական օգտագործման՝ առանց նախապես ստերիլիզացվելու: Ջրի կամ հեղուկի հետ շփման արդյունքում առաջանում է կպչուն գելի շերտ և արգելափակում արյունահոսող մազանոթները: Այնուհետև խոնավությունից սպունգն ընդլայնվում է և չափավոր ճնշում գործադրում անոթների վրա՝ դադարեցնելով արյունահոսությունը: Այսպիսով հոմեոստատիկ բինտով տամպոնները դրսևորում են կրկնակի արյունականգ ազդեցություն: Արտաքին շերտն արագացնում է արյան մակարդումը, ներքին՝ սպունգային շերտն, իրականացնում է ֆիզիկական հեմոստաս: Հեշտությամբ տեղադրվում և հեռացվում է: Ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման: Չափը՝ 100 x 25 x 15, ստանդարտ, թելով: Գնահատման փուլում մասնակիցը պարտավորվում է ներկայացնել նմուշ՝ պատվիրատուի</p>

