

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Անիոգիմ Սիներջի 5	ԱՆԻՈՍ	ANIOSYME SYNERGY 5	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը-ոչ պակաս քան 5 Էնզիմի պարունակությամբ (պրոտեազա, լիպազա, ամիլազա, մաննանազա, ցելյուլազա), մակերևույթային ակտիվ նյութեր՝ ՄԱՆ-եր, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ և այլ հավելյալ նյութեր, :հտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ

վիրաբուժական (այդ թվում  
խողովակ ունեցող),  
միկրովիրաբուժական և  
ատամնաբուժական (այդ թվում  
պտտվող) գործիքների ձեռքային  
եղանակով  
Նախամանրեագերծումային  
մաքրման համար, կոշտ և ճկուն  
էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով  
Նախնական և  
Նախամանրեագերծումային  
մաքրման համար (եզրափակիչ՝  
բարձր մակարդակի  
ախտահանումից առաջ,  
էնդոսկոպներին կից գործիքների  
ձեռքային եղանակով  
Նախամանրեագերծումային  
մաքրման համար: Լվացող միջոցի  
փաթեթավորումը 5լ տարայով է:  
Լվացող միջոցը Նոր է,  
չօգտագործված գործարանային  
փաթեթավորմամբ: Ունի ՀՀ ԱՆ  
հաստատված մեթոդական  
հրահանգ: Լվացող միջոցն ունի  
երաշխավորություն Storz, կամ  
Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax  
բժշկական սարքավորումներ  
արտադրող ընկերությունների  
կողմից՝ Նյուլթի պատճառով

					սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦЦПЗР - 25/0104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Аниозим Симерджи 5	АНИОС	ANIOSYME SYNERGY 5	АНИОС	Состав - содержит не менее 5 ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннанза, целлюлаза), поверхностно-активные вещества - ПАВ, а также функциональные ингредиенты и другие добавки. Рабочие растворы, полученные из концентрата, не вызывают ржавления металлов, не повреждают термочувствительные материалы, хорошо моются. Применяется для ручной предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов, в том числе

				<p>хирургических (в том числе трубчатых), микрохирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов, для ручной пред- и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов (окончательной - перед дезинфекцией высокого уровня, для ручной предстерилизационной очистки инструментов, присоединяемых к эндоскопам. Моющее средство расфасовано в 5-литровую емкость. Моющее средство новое, неиспользованное в заводской упаковке. Имеет методическую инструкцию, утвержденную Министерством здравоохранения РА. Моющее средство имеет гарантию от производителя медицинского оборудования Storz, или Olympus, или Fujinon, или Pentex компаниями, чтобы избежать выхода оборудования из строя из-за материала.</p>
--	--	--	--	---