

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	Կոլումբիա ագար	Biolab / ФБУН ГНЦ ПМБ	Biolab S.r.l. / ФБУН ГНЦ ПМБ п.Оболенск	Կլինիկական նմուշներից և գաղութներից տարատեսակ մանէների անջատելու համար, օգտագործվում է արյունային և շոկոլադային միջավայրերի պատրաստման համար: Հոմոգեն, սորուն բաց կրեմագույն փոշի: Առաջարկվող միջավայրը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրությունը` Պեպտոն/հատուկ/23գ/լ, Օսլա-1 գ/լ, Նատրիում քլորիդ-5գ/լ, Ագար-14 -15 գ/լ, Վերջնական pH-7.3±0.2 25°C պայմաններում: Պահպանման ջերմաստիճանը`10-30°C: Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը` 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: : Մատակարարման պահից առնվազն 75%

				պիտանելիության ժամկետ:
--	--	--	--	------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗУРЧ ЕЦУПР 26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
71	Колумбийский агар	Biolab / ФБУН ГНЦ ПМБ	Biolab S.r.l. / ФБУН ГНЦ ПМБ п.Оболensk	Колумбийский агар — богатая питательная среда для микроорганизмов, основа которой включает пептоны (гидролизаты казеина и животных белков), дрожжевой и мясной экстракты, кукурузный крахмал, хлорид натрия (соль) и агар-агар для создания геля. Для получения кровяного колумбийского агара (Columbia Blood Agar) в эту основу добавляют 5-10% стерильной крови (обычно бараньей). Часто используются селективные варианты, например, CNA (Columbia CNA Agar), в который добавляют антибиотики, такие как колистин и налидиксовая кислота, чтобы подавить рост грамотрицательных бактерий и выделить грамположительные кокки.