

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ ԿԻ ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | LABORATOIRE CCD | INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF, | INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF, | LABORATOIRE CCD | Ներարգանդային ներարկման հիշողության IUI կաթետեր Երկակի անցքի շնորհիվ սերմնահեղուկի և մանդրեյի միջև շփվել կանխվում է՝ միաժամանակ պահպանելով անհրաժեշտ կոշտությունը՝ դժվար անցանելի արգանդի վզիկները մանևրելու համար:Կաթետորը թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել արգանդի հիմք: Անանցքների դիրքը թույլ է տալիս սերմնահեղուկը արտանետել արգանդափողերի բացվածքներին մոտ:Թափանցիկ պոլիէթիլենային կանուլա.17 սմ երկարություն 6կուն |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>բուժ ծայր և երկու կողային անցքերՊոլիէթիլենային խողովակ. րտաքին տրամագիծ` 2,10 մմ Ներքին տրամագիծ` 1,10 մմ ճկուն պողպատե մանդրել խողովակի պատի մեջ, որը թույլ է տալիս ոլորել կաթետր նախքան տեղադրումը մանդրելը մեծացնում է կաթետերի կոշտությունը և թույլ է տալիս հեշտ և ատրավմատիկ մուտք գործել դեպի արգանդի հատ ստանդարտացված ադապտեր թույլ է տալիս միանալ ներարկիչին</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УБТФРС-ЕЦЦТТЗР-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | LABORATOIRE CCD | INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF, | INSEMINATION CANNULA WITH MEMORY12040MF, | LABORATOIRE CCD | Катетер для внутриматочной инсеминации (ВМИ) Memory. Двойной канал предотвращает контакт сперматозоида со стержнем, сохраняя при этом необходимую жесткость для прохождения через труднопроходимые шейки матки. Катетер обеспечивает легкий и атравматичный доступ к дну матки. Расположение каналов позволяет выводить сперматозоид близко к устьям маточных труб. Прозрачная полиэтиленовая канюля. Длина 17 см, с гибким тупым наконечником и |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>двумя боковыми отверстиями. Полиэтиленовая трубка. Внешний диаметр: 2,10 мм. Внутренний диаметр: 1,10 мм. Гибкий стальной стержень в стенке трубки, позволяющий поворачивать катетер перед введением. Стержень увеличивает жесткость катетера и обеспечивает легкий и атравматичный доступ к полости матки. Стандартизированный адаптер позволяет подключаться к шприцу.</p> |
|--|--|--|--|---|