

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղմարկետ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                 | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                  | Ակնաբուժական<br>օպտիկական<br>տոպոգրաֆ | Huvitz              | HTG-1   | Huvitz Co. Ltd         | Եղջերաթաղանթի կորույթյան<br>շառավղի չափման միջակայք 3 –<br>38մմ: Եղջերաթաղանթի բեկման<br>ուժի չափման միջակայք 9D ~ 110D<br>(1.3375 եղջերաթաղանթի<br>ռեֆռակտիվ ինդեքսի Էկվիվալենտի<br>դեպքում): Եղջերաթաղանթի<br>գլխավոր մերիդիանների ուղղության<br>չափման միջակայք՝ չափման<br>տիրույթ: 0° – 180°(Չափման<br>ճշգրտությունը ըստ ISO 10343:2014):<br>White-to-White հեռավորություն<br>միջակայք (եղջերաթաղանթի<br>տեսանելի տրամագիծ)՝ 7-14 մմ:<br>Բիբի տրամագծի չափման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջակայք՝ 0.5-10 մմ:<br/>Աշխատանքային հեռավորություն՝<br/>80-100մմ: Պլասիդոյի<br/>սկավառակների քանակը՝ 24 օղակ:<br/>Վերլուծված կետերի քանակը<br/>100,000 (Չափված կետեր՝ 6,220):<br/>Ճշգրտություն և կրկնելիություն՝ A<br/>դասի (ըստ ISO 19980:2021):<br/>Չափման անհրաժեշտ տիրույթ՝ Ø<br/>9.8 մմ (8 մմ տրամագիծ ունեցող<br/>գնդիկի վրա), 42.20D, n = 1.3375<br/>դեպքում: Էկրան՝ պտտվող և<br/>թեքվող 10.1 դյույմ սենսորային<br/>Էկրան, 90° ձախ-աջ պտտվող:<br/>Սարքի հետազոտող մասի<br/>հորիզոնական շարժում՝ 55 մմ<br/>(առաջ և հետ), 100 մմ (ձախ և աջ):<br/>Սարքի հետազոտող մասի<br/>ուղղահայաց շարժում՝ 30 մմ (վերև<br/>և ներքև): Ծնոտի հենակի շարժում՝<br/>62 մմ (վերև և ներքև), շարժիչով<br/>վերահսկվող: Սարքի հետազոտման<br/>համար ավտոմատ ֆոկուսավորում՝<br/>X,Y ուղղություններ՝ դիրքավորման<br/>համար, Z ուղղություն՝<br/>աշխատանքային հեռավորության<br/>համար: Համակարգիչ՝<br/>Ներկառուցված համակարգիչ<br/>Windows 10 օպերացիոն</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համակարգով: Քաշը 19կգ:<br/>Տոպոգրաֆիկ ծրագրային<br/>հնարավորություններ Աչքի<br/>բորբոքման և առողջության<br/>գնահատում աչքի կարմրության<br/>վերլուծության միջոցով<br/>Եղջերաթաղանթի և կոնյուկտիվայի<br/>կարմրության աստիճանը<br/>ավտոմատ կերպով վերլուծվում և<br/>քանակապես գնահատվում է: Սա<br/>հնարավորություն է տալիս<br/>օբյեկտիվորեն գնահատել աչքի<br/>բորբոքումը և ընդհանուր աչքի<br/>առողջությունը՝ բարձրացնելով<br/>ախտորոշման հուսալիությունը:<br/>Ինքնախտորոշման գնահատում՝<br/>OSDI գլոբալ ստանդարտ<br/>հարցաթերթիկի միջոցով:<br/>Արցունքային թաղանթի<br/>ախտորոշում՝ կապույտ LED-ի վրա<br/>հիմնված ֆլուորեսցենսային<br/>պատկերագրման միջոցով:<br/>Գույրշիացվող չոր աչքի<br/>ախտորոշում՝ թարթման միջակայքի<br/>չափման միջոցով: Սարքը չափում է<br/>թարթումների միջև ընկած<br/>միջակայքը (IBI)՝ թարթման<br/>օրինաչափությունները վերլուծելու<br/>համար: Չափումները ներկայացվում</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>են թվային արժեքներով՝ թարթման հաճախականության և կանոնավորության համար: Լիպիդային շերտի ֆոնկցիա՝ արցունքային թաղանթի գույնի և նախշի ֆիքսման համար: Սարքը իրական ժամանակում ֆիքսում է արցունքային թաղանթի լիպիդային շերտը՝ հնարավորություն տալով տեսողականորեն դիտարկել գույնի և նախշի փոփոխությունները: Վաղ կերատոկոնոսի հայտնաբերում՝ եղջերաթաղանթի ցուցանիշների հիման վրա եղջերաթաղանթի առաջային կորության, տարածաշրջանային ձևի, արտափքման աստիճանի և էքսցենտրիկության համապարփակ վերլուծության միջոցով սարքը հաշվարկում է Կերատոկոնոսի կանխատեսման ինդեքսը (KPI)՝ գնահատելու կերատոկոնոսի հավանականությունը: White-to-White ավտոմատ չափում՝ եղջերաթաղանթի տրամագծի համար: Պոլպիլոմետրիայի վրա հիմնված բբի տվյալների ստացում: Սարքը չափում է բբիկի չափը և արձագանքը ինչպես ցերեկային,</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեսողականորեն գնահատվում և դասակարգվում: Արցունքային մենիսկի բարձրության վերլուծությունը՝ արցունքների արտադրության գնահատման համար սարքը ավտոմատ քանակապես չափում է արցունքային մենիսկի բարձրությունը՝ օբյեկտիվ գնահատելու արցունքների արտադրությունը: Այն պատկերավորում է կոպի երկայնքով ձևավորված արցունքային շերտը և թույլ է տալիս ճշգրիտ չափում իրականացնել ներառված մասշտաբով: Երբ ընտրում են կետերը, արցունքային թաղանթի բարձրությունը ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է: Արցունքային թաղանթի կայունության ոչ կոնտակտային գնահատում՝ NIKBUT մեթոդով Սարքը չափում է արցունքային թաղանթի կայունությունը առանց կոնտակտի և իրական ժամանակում հետևում է արցունքային թաղանթի դիսկի խզման մակերեսներին: Արդյունքները տրամադրում են արցունքային թաղանթի խզման</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Ժամանակի և մակերեսի քանակական վիզուալացում: Որակի հավաստագրեր՝ ISO 9001, ISO 14001, EU Declaration of Conformity, FDA Մատակարարման պայմաններ՝</p> <p>1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025 կամ 2026 թ-ի արտադրման, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):</p> <p>Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|