

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	Sino-Hero	S90	Sino-Hero (Shenzhen) Bio- Medical Electronics Co., Ltd.	Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով և անեսթեզիկ գազերի մոնիտորինգով Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը գարկերակային արյան մեջ (SpO2), պոլսի հաճախությունը (HR), ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) և անեսթեզիկ գազերի (AG) չափանիշները Օգտագործվում է հիվանդներին

					մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գոլանավոր TFT հպումային էկրան, էկրանի անկյունագիծը՝ 12,1", 7 կոր, կան նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 12.5, 25, 50 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները՝ 1024*768 Մոնիտորի ինտերֆեյսը՝ Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2,5 ժամ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Բուժեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի
--	--	--	--	--	---

					միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, AG, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, AG տվյալների պահպանում (168 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ Կալիբրացման ազդանշան ` 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` 15-ից 300 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ ` լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT
--	--	--	--	--	--

ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի
 հաճախության միջակայքը՝ 40-220
 հարված մեկ րոպեի ընթացքում
 Ահագանգի տեսակները՝ SYS, DIA,
 MEAN Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240
 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN:
 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS:
 40- 230 mmHg DIA: 13-200 mmHg
 MEAN: 26-210 mmHg Neonatal ռեժիմ
 SYS: 25 -130 mmHg DIA: 13 -90
 mmHg MEAN: 26-100 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 250 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք
 Չափման միջակայք՝ 1-100%
 Ահագանգի միջակայք՝ 40-100%
 Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$,
 1%-69% $\pm 2\%$ Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,

[illegible]

ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի
 հաճախության միջակայքը՝ 40-220
 հարված մեկ րոպեի ընթացքում
 Ահագանգի տեսակները՝ SYS, DIA,
 MEAN Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240
 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN:
 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS:
 40- 230 mmHg DIA: 13-200 mmHg
 MEAN: 26-210 mmHg Neonatal ռեժիմ
 SYS: 25 -130 mmHg DIA: 13 -90
 mmHg MEAN: 26-100 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 250 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք
 Չափման միջակայք՝ 1-100%
 Ահագանգի միջակայք՝ 40-100%
 Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$,
 1%-69% $\pm 2\%$ Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,

Չարկերակային արագություն
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե
 Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե,
 ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե
 Շնչառություն (Respiration) Չափման
 և ազդանշանային միջակայք
 Մեթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL)
 միջև Դիֆերենցիալ մոլոքային
 դիմադրություն. > 2.5 ՄՕ
 Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝
 0.5-5.0 Ω Իմպենդանսի հիմնական
 գծի միջակայքը՝ 500-2500 Ω
 Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց
 Շնչառության հաճախություն
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped:
 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1
 բաբախ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2
 բաբախ/րոպե Ապնոե ահազանգ՝
 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և
 ազդանշանային միջակայք 2 կանալ
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝
 0.1°C Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$
 Ակտուալացման
 Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ
 Միջին ժամանակի հաստատունը՝
 <100 վրկ. EtCO₂ Չափման և

					ազդանշանային միջակայք EtCO₂ (կողային հոսքի) Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր սպեկտր Սահմանները՝ ոչ պակաս քան 1-149 mmHg կամ 0%-19,7% տիրույթում Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%) Ճշգրտությունը՝ 10% AG անեսթեզիկ գազերի մոնիտորինգ AG (կողային հոսքի կամ հիմնական հոսքի) Մեթոդը՝ ոչ դիսպերսիոն ինֆրակարմիր ճառագայթում (NDIR) EtIso/Filso, EtEnf/FiEnf և EtSev/FiSev տվյալների որոշում Պարագաներ. Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ երեխաների համար Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար էլեկտրական լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO₂ սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար EtCO₂-ի չափման հավաքածու AG չափման հավաքածու Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն:
--	--	--	--	--	--

				Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE:
--	--	--	--	--