

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Bausch & Lomb,	Bausch & Lomb,	Akreos ADAPT-AO	Bausch & Lomb,	ՆՅՈՒԹ-Հիդրոֆիլ ակրիլ, Ջրի պարունակությունը 26%, Պաշտպանություն UV , Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.467Ի2ԱՅՆ՝ Մոնոֆոկալ շեղումներից զերծ ասֆերիկ օպտիկա, Քառակուսի հետևի եզր 360°, Մոնոբլոկ IOL չորս կետանոց ամրացմամբ, Օպտիկայի տրամագիծը, 6.0 մմ 15.5D միջև +22.0D, 6.2 մմ +0.0D միջև +15.0D, Ընդհանուր տրամագիծը, 11.0 մմ 0.0D միջև +15.0D , 10.7 մմ +15.5D միջև +22.0D, 10.5 մմ +22.5D միջև +30.0D, ԴԻՈՊՏՐԻԱ՝ 0.0D միջև +30.0D, 0.0D միջև +10.0D (քայլ

1.0D) , +10.0D միջև +30.0 (քայլ 0.5D) , Հաստատուն*` Immersion A-scan կամ IOL Master , A-հաստատուն SRK/T: 118.5, ACD: 5.26, Վիրաբուժական գործոն: 1.51, Հաստատուն Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191, Applanation A-scan A-հաստատուն: 118.0, ACD: 4.96, Վիրաբուժական գործոն: 1.22: *

Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ: Կրկնակի օգտագործման handpiece (BLIS-R1) Գերազանց վիրաբույժի հսկողություն և օգտագործման հեշտություն`Բարձրորակ, դիմացկուն տիտանի նյութ հոլսալիության համար, Պտուտակային դիզայնը թույլ է տալիս հետևողական, կանխատեսելի ուսանյակների առաքում ,Պարզ մաքրում և ստերիլիզացում:Մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջ (BLIS-X1) Rear-loaded քարթրիջ, որը նախատեսված է հեշտ բեռնման և սահուն առաքման համար:Փոքր 2,2-ից 2,4 մմ կտրվածքի չափս:Bevel tip նախատեսված է հեշտ մուտք գործելու համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙ МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БДЦЦПР-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Bausch & Lomb,	Bausch & Lomb,	Akreos ADAPT-AO	Bausch & Lomb,	МАТЕРИАЛ-Гидрофильные акрила, Воды содержание в 26%, Защита от УФ , Рефракционные индекс: 1.46ДИЗАЙН Монокль отвлекаться от африка оптика, Квадратный заднего фланца на 360°, Моноблоки ИОЛ четырех пунктов араб, Оптики диаметр, 6.0 мм 15.5 D до +22.0 D, 6.2 мм +0.0 D до +15.0 D, Общий диаметр, 11.0 мм 0.0 D до +15.0 D , 10.7 мм +15.5 D до +22.0 D, 10.5 мм +22.5 D до +30.0 D, ДОКТРИНА АВТОМОБИЛЕЙ 0.0 D до +30.0 D, 0.0 D до +10.0 D (шаг 1.0 D) , +10.0 D до +30.0 (шаг

				<p>0.5 D) , Фиксированный*для Immersion A-scan или ИОЛ Мастер , А-фиксированный SRK/T: 118.5, ACD: 5.26, Хирургическая фактор: 1.51, Фиксированный Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191, Applanation A-scan А-фиксированный: 118.0, ACD: 4.96, Хирургическая фактор: 1.22: *</p> <p>Приведенные в константы приблизительное ценностистраны. Повторного использования handpiece (BLIS-R1) Отлично хирурга контроля и использования хедшотов Высококачественного, стойкого титанового материала надежности для, Винт дизайн позволит , чтобы дать последовательной, предсказуемой линз доставка ,Простой очистки и стерилизатор:Одноразовые использования системы (BLIS-X1) Rear-loaded системы, которое предусмотрено в легкой загрузки и плавной доставки для:Небольших 2,2-до 2,4 мм сельского размер:Конические наконечник , предусмотренных в легко доступ действовать для</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

