

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	ՊՇՌ խցիկ, չժանգոտվող պողպատից + ապակե պատերով	HCB-900V	HCB-900V	Haier	Նախատեսված է ստերիլ աշխատանքների համար, խցիկի աշխատանքային մակերեսը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը՝ մետաղից, խցիկը տեղադրվում է աշխատասեղանի վրա, Ներկառուցված ուլտրամանուշակագույն լամպը ախտահանում է աշխատանքային մակերեսը ԴՆԹ/ՌՆԹ մնացորդներից 25 րոպե: Ուլտրամանուշակագույն լամպի աշխատանքի ժամանակը սահմանվում է Էլեկտրոնային ժմչվով: Խցիկը հագեցած է հոսող

					<p>ուլտրամանուշակագույն ռեցիկուլյատորով, որն ապահովում է շարունակական ախտահանումը կատարված աշխատանքի ընթացքում, 1 ժամում 100 ծավալ աշխատանքային խցիկի օդ է անցնում ռեցիկուլատորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքը 1 տարի Տեղադրումով</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսոք ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	ՊՇՌ խցիկ, չժանգոտվող պողպատից + ապակե պատերով	HCB-900V	HCB-900V	Haier	Նախատեսված է ստերիլ աշխատանքների համար, խցիկի աշխատանքային մակերեսը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը՝ մետաղից, խցիկը տեղադրվում է աշխատասեղանի վրա, Ներկառուցված ուլտրամանուշակագույն լամպը ախտահանում է աշխատանքային մակերեսը ԴՆԹ/ՌՆԹ մնացորդներից 25 րոպե: Ուլտրամանուշակագույն լամպի աշխատանքի ժամանակը սահմանվում է էլեկտրոնային ժմջվով: Խցիկը հագեցած է հոսող

ուլտրամանուշակագույն  
ռեցիկուլյատորով, որն ապահովում  
է շարունակական ախտահանումը  
կատարված աշխատանքի  
ընթացքում, 1 ժամում 100 ծավալ  
աշխատանքային խցիկի օդ է  
անցնում ռեցիկուլյատորով:  
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և  
չօգտագործված: Երաշխիքը 1 տարի  
Տեղադրումով ПЦР бокс для  
стерильных работ Рабочая  
поверхность ПЦР бокса выполнена  
из нержавеющей стали, каркас  
изготовлен из металла, ПЦР бокс  
устанавливается на рабочем столе.  
Встроенная УФ лампа  
обеззараживает рабочую  
поверхность от остатков ДНК/РНК в  
течение 25 минут время работы УФ  
лампы задается электронным  
таймером. ПЦР бокс оснащен  
проточным УФ рециркулятором для  
обеспечения непрерывной  
дезинфекции во время  
выполняемых работ, через  
рециркулятор проходит 100  
объемов воздуха рабочей камеры  
за 1 час. Продукты должны быть  
новыми и неиспользованными.

Гарантия 1 год установка