

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/113 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ախտորոշիչ հավաքածու նախատեսված՝ խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի բրուցելյոզի շիճուկաբանական հետազոտման համար Հավաքածուն ներառում է՝ 1. Էլազիա իմունոսորբենտային, ֆերմենտ-կապակցված որակական և քանակական վերլուծության մեթոդ, որն իրականացվում է պլաստմասե, թափանցիկ, թվով 90 փոսիկավոր պլանշետի օգնությամբ, որի վրա նախապես նստեցված են լինում խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյա աբորտուս, մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյա մելիտենսիս, խոզերի բրուցելյա սուլիս հակաճինները: 2. Կոնյուգատի խտանյութ (10x), 3. Դրական շիճուկ (ստուգիչ), 4. Բացասական շիճուկ (ստուգիչ), 5. Բուֆերային լուծույթ 2, 6. Բուֆերային լուծույթ 3, 7. Լվացող լուծույթի խտանյութ (20x), 8. Սուբստրատ լուծույթ, 9. Արգելակող լուծույթ, Հավաքածուն օգտագործվում է խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի բրուցելյոզի ախտորոշման նպատակով, Էլազիա իմունոսորբենտային անալիզի միջոցով: Յուրաքանչյուր սրվակի վրա պետք է լինի պիտակ, որի վրա նշվում է պատրաստուկի անվանումը: Հավաքածուի տուփի վրա նշվում է ախտորոշիչ նյութի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, դրա գտնվելու վայրը, ապրանքանիշը, օգտագործման անվտանգությունը, ախտորոշիչի պահպանման ու տեղափոխման ջերմաստիճանը (+2-ից +100C): Ախտորոշիչը պետք է գրանցված լինի ՀՀ- ում: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին՝ առնվազն 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/113 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Диагностический комплект, предназначен для серологического исследования бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота, свиней. Коллекция включает: 1. Элазия иммуносорбентный метод связанный ферментом качественного и количественного анализа, который проводят с помощью пластикового прозрачного 90-луночного планшета, на который наносят антигены <i>Brucella abortus</i> крупного рогатого скота, <i>Brucella melitensis</i> мелкого рогатого скота, <i>Brucella suis</i>. антигенны свиней. 2. Концентрат конъюгата (10х), 3. Положительная сыворотка (контроль), 4. Отрицательная сыворотка (контроль), 5. Буферный раствор 2, 6. Буферный раствор 3, 7. Концентрат моющего раствора (20х), 8. Раствор субстрата, 9. Раствор ингибитора, Набор применяют для диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота, свиней методом иммуноферментного анализа. На каждом флаконе должна быть этикетка с названием препарата. На коробке набора указаны наименование диагностического материала, наименование производителя, его местонахождение, марка, безопасность применения, температура хранения и транспортировки диагностического средства (от +2 до +100 С. Диагност должен быть зарегистрирован в Республике Армения. Срок годности на момент поставки - не менее 12 мес.</p>