

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Ortho Clinical Diagnostics OCD	Ortho Clinical Diagnostics OCDABO-RH/Revers	ABO համակարգի և Rh (D) հակաձիմների, արյան խմբի և ռեսուս-գործոնի որոշման թեստ հավաքածու ABO- RH/Revers	Ortho Clinical Diagnostics OCD	"ABO համակարգի և Rh (D) հակաձիմների, ինչպես նաև արյան խմբի և հսկողության հակամարմինների որոշում: Կասետաներ ապակյա միկրոսֆերաներով լցված սյունակներով: BioVue Ortho WorkStation սարքով կիրառման համար: Բաղադրությունը: Anti-A. մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ MHO4 և 3D3) Anti-B Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ NB10.5A5 և NB1.19) Anti-D մոնոկլոնալ հակամարմինների

					<p>Խառնուրդ (IgM, կլոն D7B8) Կոնտրոլի առկայություն: Թեստերի քանակը՝ տուփում 400 կասետա: 1 Կասետան կատարում է 1 հետազոտություն: Գործարանային փաթեթավորմամբ:"</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	Ortho Clinical Diagnostics OCD	Ortho Clinical Diagnostics OCDABO-RH/Revers	ABO համակարգի և Rh (D) հակածինների, արյան խմբի և ռետուս-գործոնի որոշման թեստ հավաքածու ABO- RH/Revers	Ortho Clinical Diagnostics OCD	"ABO համակարգի և Rh (D) հակածինների, ինչպես նաև արյան խմբի և հսկողության հակամարմինների որոշում: Կասետաներ ապակյա միկրոսֆերաներով լցված սյունակներով: BioVue Ortho WorkStation սարքով կիրառման համար: Բաղադրությունը: Anti-A. մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ MHO4 և 3D3) Anti-B Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ NB10.5A5 և NB1.19) Anti-D մոնոկլոնալ հակամարմինների

					<p>Խառնուրդ (IgM, կլոն D7B8) Կոնտրոլի առկայություն: Թեստերի քանակը՝ տուփում 400 կասետա: 1 Կասետան կատարում է 1 հետազոտություն: Գործարանային փաթեթավորմամբ:"</p>
--	--	--	--	--	---