

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ստերանիոս 2% 5լ		STERANIOS 2%	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	"Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող (ԲՄԱ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու

				<p>համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար:</p> <p>Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուչի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦΔУ72Р-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	СТЕРАНИОС 2% 5л	АНИОС	STERANIOS 2%	АНИОС	Состав - Глутаральдегид 2%, антикоррозионные добавки и другие вспомогательные компоненты. Упаковка - полиэтиленовая тара 5 литров. Раствор можно использовать частично по необходимому объему. Срок годности дезинфицирующего средства высокого уровня (БМА) и стерилизующего средства: 3 года. Иметь пробный раствор для контроля пригодности дезинфицирующего средства с рН 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции

				<p>медицинских инструментов, предметов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации и спорообразования. Продолжительность дезинфекции до 10 минут. Продолжительность дезинфекции высокого уровня - 10 минут. Продолжительность стерилизации и споруляции составляет 60 минут. Степень опасности - 3, 4 класс. Он будет иметь сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Имеет гарантию совместимости от Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно из</p>
--	--	--	--	---