

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
93	Անիօքսիդ 1000 LD 5լ	ԱՆԻՈՍ	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	"Միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ մանրեագերծման համար: Որպես ազդող նյութ (ակտիվ նյութ ) պետք է պարունակում ջրածնի գերօքսիդ( H2O2)՝ թթվածնի ազատ ռադիկալներ, և այլ հավելումներ: Միջոցը նախատեսված լինի բժշկական նշանակության գործիքների (ներառյալ վիրաբուժական, ստոմատոլոգիական , ներդիտակների և դրանց մասերի) մանրեագերծման (սառը ստերիլիզացիա) համար՝ 15 րոպե տևողությամբ; ներդիտակների (և այլ բժշկական գործիքների) բարձր մակարդակի ( վերջնական) ախտահանման համար՝ 5 րոպե տևողությամբ: Միջոցը նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար 31 օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝5լ տարաներով: Ունենա << ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ:"







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗЦРЧ ЕЦЦПЗР 25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
93	ANIOXIDE 1000 LD	АНИОС	АНИОС	«Средство представляет собой готовый к использованию раствор для стерилизации. В качестве действующего вещества (действующее вещество) должно содержать перекись водорода (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ), свободные радикалы кислорода и другие добавки. предназначен для медицинских инструментов (включая хирургические, стоматологические, эндоскопы и их части) для стерилизации (холодной стерилизации) в течение 15 минут; эндоскопов (и других медицинских инструментов) для высокоуровневой (завершающей) дезинфекции продолжительностью 5 минут. для многократного использования в течение 31 дня.Упаковка: канистры по 5л. Должно быть одобрено Министерством здравоохранения РА. инструкция».

