

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիո-Քիմ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	ԲԻՍԻ ԳԼՈՒՍՏԵՐՈՆ 2%	ԲԻՍԻ	ԲԻՍԻ	Բիո-Քիմ,, ՍՊԸ	<p>BC GLUSTERON 2% Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց BC Glusteron 2% միջոցը նախատեսված է բժշկական սարքավորումների, ստոմատոլոգիական և վիրարաբուժական գործիքների, ջերմազգայուն սարքերի, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար:</p> <p>Հատկություններ - Կայուն ալդեհիդ պարունակող միացություն - Չեզոք pH - Օգտագործման համար պատրաստի - Չի պահանջվում</p>

ակտիվացում - Բարձր ախտահանիչ
և հակասպորային ակտիվություն
-Պիտանի է ջերմազգայուն
ստոմատոլոգիական և
վիրաբուժական գործիքների
ախտահանման համար - Կոռոզիա
չի առաջացնում: Բաղադրությունը
BC Glusteron 2 % լուծույթը
պարունակում է գլուտարալդեհիդ 2
%, բուժերային միացություն,
կոռոզիայի ինհիբիտոր, օժանդակ
սյուրթեր, ներկանյութ և ջուր:
Կիրառումը Առաջարկվող
չափաքանակը 2 %- բարձր
մակարդակի ախտահանման և
մանրէազերծման համար:
Օգտագործման եղանակը BC
Glusteron 2 %-ը օգտագործման
համար պատրաստի լուծույթ է և
նոսրացման կարիք չունի: Բոլոր
մանրէազերծվող գործիքները
նախօրոք ենթարկել
նախամանրէազերծումային
մաքրման BC Pre CleanUP կամ BC
Dezinon լուծույթներով: Քանդվող
գործիքները բաժանել մասերի,
որպեսզի բոլոր մակերեսները շփվեն
լուծույթի հետ: Ընկղմել գործիքները
BC Glusteron 2 % լուծույթի մեջ,

այնպես, որ նրանք ամբողջությամբ
ընկղմված լինեն: Բարձր
մակարդակի ախտահանման
տևողությունը 10 րոպե է:
Մանրէազերծման տևողությունը 60
րոպե է: Չգուշորեն հանել
գործիքները լուծույթից, լավ լվանալ
մանրէազերծ ջրով (հատկապես
խոռոչներ ունեցող գործիքները),
չորացնել մանրէազերծման
անձեռոցիկով և տեղավորել
մանրէազերծ տուփի մեջ: Ավելի
մանրանասն ախտահանման և
մանրէազերծման ձևերի ու
տևողության մասին կարող եք
կարդալ օգտագործման
հրահանգում: Ազդեցության ոլորտը
Մանրէներ՝ գրամդրական և
գրամբացասական (ներառյալ
տուբերկուլյոզի
միկոբակտերիաներ), վիրուսներ
(ներառյալ հեպատիտ, ՄԻԱՎ
վարակի հարուցիչներ և
պոլիոմելիտ), սնկեր (ներառյալ
կանդիդոզ և դերմատոֆիտիա),
ինչպես նաև հակասպորային
ակտիվություն (Bacillus subtilis):.
Անվտանգության կանոններ -
Վտանգավոր է շնչառության և կուլ

				<p>տալու դեպքում: - Չգուշանալ այրվածքներից: - Խուսափել աչքերի մեջ և մաշկի վրա ընկնելուց: Ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով և դիմել բժշկի: - Օգտագործել լավ օդափոխվող տարածքներում՝ կրելով պաշտպանիչ դիմակ և ձեռնոցներ: - Պահել երեխաներին անհասանելի տեղում՝ +5°C-ից +35°C ջերմաստիճանում: - Չօգտագործել պիտանելիության ժամկետի ավարտից հետո: - Օգտագործման համար պատրաստի լուծույթի պահպանման ժամկետը 30 օր է: - Լուծույթները պահել մաքուր, հերմետիկ փակվող տարաներում: Փաթեթավորում Տարա-1000 մլ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բիո-Քիմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38					