

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիո-Քիմ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Բիո-Քիմ ՍՊԸ	ԲԻՍԻ Պրե քլին ԱՊ	ԲԻՍԻ	Բիո-Քիմ ՍՊԸ	BC Pre CleanUP Մաքրող և ախտահանող խտանյուղ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար BC Pre CleanUP- ը նախատեսված է շենքերի ներքին մակերեսների (հատակի, պատերի, այդ թվում նաև սալիկապատ), սանիտարական սարքավորումների, կոշտ կահույքի (այդ թվում սպիրտների նկատմամբ զգայուն մակերևույթների), բժշկական գործիքների (դրիլներ, բերանի խոռոչի համար նախատեսված գործիքներ), բժշկական

հիմնարկների սարքավորումների մաքրման և ախտահանման համար: Հատկությունները - Ալդեհիդի և սպիրտի բացակայություն, - Բարձր մաքրող և ախտահանող հատկություն, - Կիրառելի է սպիրտերի նկատմամբ զգայուն նյութերի ախտահանման համար, - Տնտեսապես շահավետ է, - Կոռոզիա չի առաջացնում: Բաղադրությունը BC Pre CleanUP-ի խտանյութը պարունակում է ալկիլդիմեթիլամոնիում քլորիդ, դիմեթիլդիդեցիլամոնիում քլորիդ, ոչ իոնային մակերևութաակտիվ նյութ, օժանդակ նյութ, կոռոզիայի ինհիբիտոր: Կիրառումը Առաջարկվող չափաբաժիններ 0,25 % - սովորական օգտագործման համար (30 րոպե) 0,25% - 4% - կախված պահանջվող ազդեցությունից (60-90 րոպե) Օգտագործման եղանակը Պատրաստել ախտահանող լուծույթը՝ BC Pre CleanUP-ի խտանյութի ջրով նոսրացնելով մինչև անհրաժեշտ կոնցենտրացիայի և օգտագործել տարբեր մակերեսների մաքրման և

ախտահանման համար: BC Pre CleanUP-ը կարող է օգտագործվել նաև բժշկական և ստոմատոլոգիական գործիքների և սարքավորումների ընկղման միջոցով ախտահանելու համար: օգտագործման և տևողության մասին ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ օգտագործման հրահանգում: Ազդեցության ոլորտը Մանրէներ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), սնկեր (ներառյալ կանդիդոզները և դերմատոֆիտները), վիրուսներ (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները՝ A,B,C և ՁԻԱՀ-ի հարուցիչները): Անվտանգության կանոններ - Օգտագործել լավ օդափոխվող տարածքներում՝ կրելով պաշտպանիչ ձեռնոցներ և դիմակ: - Պահել ախտահանիչ միջոցը երեխաներին անհասանելի տեղում, +5°C-ից + 30°C ջերմաստիճանում: - Չօգտագործել կիրառության ժամկետի ավարտից հետո: - Աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը 14 օր է: - Պահել լուծույթները մաքուր և հերմետիկ փակվող տարրայում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բի՛ն-Քիմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					