

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
142	Հեմոստատիկ/Արյունականգ ցանց/ SURGICEL 10x20CM Ethicon-Endo	Johnson&Johnson Ethicon-Endo	Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օքսիդենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը և բավականին ամրություն՝ արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցաձև հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (pH ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերքային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ /աճն ու զարգացումը- Staphylococcus aureus, այդ թվում՝ .MRSA; Staphylococcus epidermidis, այդ թվում՝ MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, ներառյալ՝ VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, B խումբ; Streptococcus salivarius;

Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Վերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է և նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային և թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես ներյուզվիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոիդեկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է այլումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի այլումինե փայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության,

			<p>ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
142	Հեմոստատիկ/Արյունականգ ցանց/ SURGICEL 10x20CM Ethicon-Endo	Johnson&Johnson Ethicon-Endo	<p>Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օբսիդեսացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը և բավականին ամրություն՝ արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցաձև հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (рН ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերքային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ /աճն ու զարգացումը- Staphylococcus aureus, այդ թվում՝ .MRSA; Staphylococcus epidermidis, այդ թվում՝ MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, ներառյալ՝ VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, B խումբ; Streptococcus salivarius;</p>

Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Վերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է և նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային և թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես ներյուզվիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոիդեկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է այլումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի այլումինե փայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության,

			<p>ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---