

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	MEDITECH	MEDITECH	MD9012 with ETCO2	QIngdao Meditech Equipment Co; LTD(CHINA)	Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR) և ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ

					չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է Էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD Էկրան, Էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, 12,1", 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2,5 ժամ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի
--	--	--	--	--	--

					ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Քոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220
--	--	--	--	--	--

հարված մեկ րոպեի ընթացքում
 Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA,
 MEAN Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240
 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN:
 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS:
 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg
 MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ
 SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100
 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք
 Չափման միջակայք՝ 1-100%
 Ահազանգի միջակայք՝ 40-100%
 Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$
 1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,
 Չարկերակային արագություն
 Չափման և ազդանշանային

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մերթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մոլոքային դիմադրություն.> 2.5 ՄՕ Իմպեդանսի չափման միջակայք՝ 0.3-5.0Ք Իմպեդանսի հիմնական
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ք Թողունակություն՝ 0.3-2.5 չգ технические характеристики Շնչառության հաճախություն
5	MEDITECH	MEDITECH	MD9012 with ETCO2	QIngdao Meditech Equipment Co; LTD(CHINA)	Չափման և ազդանշանային Հիվանդի տոնոմետր CO2-մետրիտի միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: Հիվանդի տոնոմետրի սլաքուն է 0 -150 rpm Թողունակություն՝ 1 սրտագրությունները, չափում է բաբախ/րոպե Հճգրտություն՝ ± 2 արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), բաբախ/րոպե Արտաթորանքային շնչառության արժեքները, 10-40 S Ձեռնաստիճան Չափման և շերմաստիճանը, թթվածնի ազդանշանային միջակայք 2 կասալ հազեցվածությունը զարկերակային Չափման և ազդանշանային արյան մեջ (SpO2), ակունի միջակայք՝ 0-50°C Թողունակություն՝ հաճախությունը (HR) և ափսաթի 0.1°C Հճգրտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ գազի (CO2) հազեցվածությունը Ակտուալացման արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) Ժամանակահատվածը մոտ 1 րոպե Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար ≤ 10 րոպե, EtCO2 Չափման և տեղափոխման ժամանակ ազդանշանային միջակայք EtCO2 օգտագործելով սարքիցներ, իսկ (կողային հոսք) Մերթոդը՝

					2017/04/25 Մեդիկական պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Քոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220
--	--	--	--	--	---

հարված մեկ րոպեի ընթացքում
 Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA,
 MEAN Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240
 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN:
 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS:
 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg
 MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ
 SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100
 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք
 Չափման միջակայք՝ 1-100%
 Ահազանգի միջակայք՝ 40-100%
 Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$
 1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,
 Չարկերակային արագություն
 Չափման և ազդանշանային

միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մեթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մոլոքային դիմադրություն.> 2.5 ՄՈ Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Ապևոե ահագանգ՝ 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք 2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ Ակտուալացման Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. EtCO₂ Չափման և ազդանշանային միջակայք EtCO₂ (կողային հոսք) Մեթոդը՝

ինֆրակարմիր սպեկտր
 Սահմանները՝ 0.0-13%
 Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%)
 Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO2
 Պարագաներ. Մեկանգամյա
 Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5
 լարանի) NIBP ճարմանդներ
 մեծահասակների համար NIBP
 ճարմանդներ երեխաների համար
 Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների
 համար Խողովակ NIBP- ի
 ճարմանդների համար Էլեկտրական
 լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ)
 SpO2 սենսոր բազմակի
 օգտագործման մեծահասակների
 համար EtCO2-ի չափման
 հավաքածու Լրակազմ և
 պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
 Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
 Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
 Սարքավորումը նոր է,
 չօգտագործված Լրակազմը
 ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
 լրացուցիչ սարքերը և
 պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
 են լիարժեք գործունեության համար
 Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
 վկայականներ (առկայություն) 1.
 ISO13485 2. MDR Regulation (EU)

					2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---------------------