

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Անիոգիմ Սիներջի 5	ԱՆԻՈՍ	ANIOSYME SYNERGY 5	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Ֆերմենտատիվ լվացող նյութ՝ նախատեսված բժշկական իրերի լվացման համար: Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող),

						միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով Նախամանրեագերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով Նախնական և Նախամանրեագերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով Նախամանրեագերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցը պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ ՆյուԹի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար: Լվացող միջոցի գործարանային փաթեթավորումը մինչև 5լ տարա: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն : Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ
--	--	--	--	--	--	--

					օգտագործման մեթոդական հրահանգ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-000000000-26/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	Аниозим Синерджи 5	АНИОС	ANIOSYME SYNERGY 5	АНИОС	Ферментативное моющее средство, предназначенное для очистки медицинских изделий. Многокомпонентный концентрат, содержащий четыре и более фермента. Рабочие растворы, приготовленные из концентрата, не вызывают коррозии металлов, не повреждают термочувствительные материалы, хорошо смываются. Применяется для ручной предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические инструменты (в том

					числе с каналами), микрохирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся), а также для ручной предварительной и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов (заключительная очистка перед дезинфекцией высокого уровня) и ручной предстерилизационной очистки инструментов, прилагаемых к эндоскопам. Моющее средство должно быть гарантированно совместимо с медицинским оборудованием производителей Storz, Olympus, Fujinon или Pentax во избежание повреждения оборудования вследствие воздействия средства. Заводская упаковка моющего средства — емкость объемом до 5 л. На момент поставки должен оставаться срок годности концентрата не менее 1/2 от общего срока годности. Наличие сертификата качества и методических указаний по применению, утвержденных Министерством здравоохранения
--	--	--	--	--	---

					Республики Армения.
--	--	--	--	--	---------------------