

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Գիգասեպտ Մարգարիտ Gigasept pearls	Գիգասեպտ Մարգարիտ Gigasept pearls	Գիգասեպտ Մարգարիտ Gigasept pearls	Schülke & Mayr GmbH	"Ախտահանիչ միջոց, որն իրենից Ներկայացնում է սպիտակ գույնի գրանուլացված փոշի հալասարապես բաշխված երկնագույն Ներառումներով, բուրանյութի հոտով: Որպես ազդող Նյութեր՝ միջոցը պարունակում է Նատրիումի պերկարբոնատ՝ 45%, ինչպես նաև տետրաացետիլէթիլենդիամին (ՏԱԷԴ)՝ 25%, լիմոնաթթու 15%, ֆերմենտների համալիր (պրոտեազա, ամիլազա, լիպազա), ոչ իոնազեն ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), կոռոզիայի

					ինհիբիտորներ և այլ օժանդակ բաղադրիչներ: Միջոցի աշխատանքային լուծույթի մեջ ազդող նյութը հարքացախաթթուն է: Միջոցը թողարկվում 1,5կգ տարողությամբ տարաներով Միջոցի պիտանելիության ժամկետը արտադրողի չբացված փաթեթավորմամբ 2 տարի է, փաթեթավորումը բացելուց հետո միջոցը պահվում է արտադրողի սերտ փակվող տարայի մեջ մինչև պիտանելիության ժամկետի ավարտը: Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում: Միջոցը, ըստ օրգանիզմի վրա ազդեցության, համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-76, պատկանում է չափավոր վտանգավոր նյութերի 3-րդ դասին՝ ստամոքսի մեջ ներմուծվելիս, քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին՝ մաշկի վրա լցվելիս: Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշների համապատասխան հավաստագրեր,
--	--	--	--	--	--

					այդ թվում նաև ISO:"
--	--	--	--	--	---------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-ETXU7QF-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Gigasept pearls	Gigasept pearls	Gigasept pearls	Schülke & Mayr GmbH	Раствор, приготовленный из дезинфицирующего средства, используется для дезинфекции медицинских инструментов из различных материалов, в том числе термолабильных, включая совмещение с предстерилизационной очисткой. Состав дезинфицирующего средства: перкарбонат натрия 45% $\pm$ 10%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) 25% $\pm$ 10%, лимонная кислота 15% $\pm$ 10%, ферментный комплекс, неионогенные ПАВ (поверхностно-активные вещества),

					ингибиторы коррозии и другие вспомогательные компоненты. Срок годности рабочего раствора составляет 1 день при хранении в закрытых непрозрачных емкостях. Упаковка в емкостях по 1,5 кг.
--	--	--	--	--	---