

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Նշանակություն և կիրառություն՝ Կալիբրացիոն նյութ՝ նախատեսված Tosoh HLC-723G11 գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորի կալիբրացման համար՝ HbA1c (s-A1c) արդյունքների ստացման նպատակով: Փաթեթավորում Calibrator (1)՝ 4 սրվակ x 1 մլ, Calibrator (2)՝ 4 սրվակ x 1 մլ. մշակված և լիոֆիլիզացված մարդու արյան բջիջներ՝ HbA1c-ի երկու տարբեր մակարդակներով: Վերականգնում՝ Յուրաքանչյուր սրվակին ավելացվում է 1 մլ HbA1c նոսրացնող լուծույթ, որից հետո նյութը վերականգնվում է լիարժեք լուծարմամբ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված կալիբրատոր հավաքածու/հատ: Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ 2 °C-8 °C, մինչև պիտակի ժամկետը: Վերականգնումից հետո՝ կայուն 30 րոպե՝ 30 °C-ում, կամ 8 ժամ՝ 2 °C-8 °C-ում: Պետք է լինի

				նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ FDA, CE, IVDMD:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
82	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Նշանակություն և կիրառություն՝ Կալիբրացիոն նյութ՝ նախատեսված Tosoh HLC-723G11 գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորի կալիբրացման համար՝ HbA1c (s-A1c) արդյունքների ստացման նպատակով: Փաթեթավորում Calibrator (1)՝ 4 սրվակ x 1 մլ, Calibrator (2)՝ 4 սրվակ x 1 մլ. մշակված և լիոֆիլիզացված մարդու արյան բջիջներ՝ HbA1c-ի երկու տարբեր մակարդակներով: Վերականգնում՝ Յուրաքանչյուր սրվակին ավելացվում է 1 մլ HbA1c նոսրացնող լուծույթ, որից հետո նյութը վերականգնվում է լիարժեք լուծարմամբ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված կալիբրատոր հավաքածու/հատ: Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ 2 °C-8 °C, մինչև պիտակի ժամկետը: Վերականգնումից հետո՝ կայուն 30 րոպե՝ 30 °C-ում, կամ 8 ժամ՝ 2 °C-8 °C-ում: Պետք է լինի

				նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ FDA, CE, IVDMD:
--	--	--	--	--