

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Ավագյան Հովհաննեսի ԱԶ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 73 | SPONGILUS | TI Medical Privte Limited | <p>"Ստերիլ, հեմոստատիկ, ներծծվող դոնդողային սպունգ է՝ պատրաստված բնական դեղորայքային դոնդողի (լիաֆիլիզացված հիդրոլիզացված կոլլագեն) փրփուրից: Համաչափ ծակոտկեն է, թունավոր չէ, հակաալերգիկ է, հակաիմունոնազեն է, չեզոք է, բռնկվող չէ: Ստերիլիզացված է գամմա ճառագայթների միջոցով, ենթակա է անմիջական օգտագործման՝ առանց նախապես ստերիլիզացվելու: Վաճառվում է ստերիլ բլիստերով կամ ծրարով:</p> <p>Չի պահանջում պահպանման հատուկ պայմաններ, ինչպես այլ հեմոստատիկ նյութերը: Համաչափ ծակոտկենությունը երաշխավորում է արագ և արդյունավետ հեմոստաս: Տեղադրումից հետո ամբողջովին քայքայվում և ներծծվում է 3-4 շաբաթվա ընթացքում՝ առանց մնացորդի և ինկապսուլացիայի: Չափը՝ SSP 80*50*10:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Կառլեն Ավագյան Հովհաննեսի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 73 | SPONGILUS | TI Medical Privte Limited | <p>"Ստերիլ, հեմոստատիկ, ներծծվող դոնդողային սպունգ է՝ պատրաստված բնական դեղորայքային դոնդողի (լիաֆիլիզացված հիդրոլիզացված կոլլագեն) փրփուրից: Համաչափ ծակոտկեն է, թունավոր չէ, հակաալերգիկ է, հակաիմունոնազեն է, չեզոք է, բռնկվող չէ: Ստերիլիզացված է գամմա ճառագայթների միջոցով, ենթակա է անմիջական օգտագործման՝ առանց նախապես ստերիլիզացվելու: Վաճառվում է ստերիլ բլիստերով կամ ծրարով: Չի պահանջում պահպանման հատուկ պայմաններ, ինչպես այլ հեմոստատիկ նյութերը: Համաչափ ծակոտկենությունը երաշխավորում է արագ և արդյունավետ հեմոստազ: Տեղադրումից հետո ամբողջովին քայքայվում և ներծծվում է 3-4 շաբաթվա ընթացքում՝ առանց մնացորդի և ինկապսուլացիայի: Չափը՝ SSP 80*50*10:</p> |