

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որորշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որորշման հավաքածու - որորշման մեթոդը ուղիղ Ֆոտոմետրիկ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական ստուգաչափման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար` պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որորշման տիրույթը Hg 610 նմ,( 600-660 նմ) մոնոռեագենտ R1 1X30 մլ; R2 չափը 1X10 մլ; R3 2X100 մլ, կալիբրատոր 4x0.5 մլ նեգատիվ և պոզիտիվ

				<p>ստուգանյութեր՝ լեռնֆիլիզացված պլազմա չափը 2x1մլ յուրաքանչյուրի համար: Պարտադիր անալիզատորի ստուգիչ հեղուկ, որը համատեղելի է HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ 4X25մլ չափով: Թորած ջրի համար հավելանյութ միջավայրի դեիոնիզացիայի և ճարպագրկման համար որում ներառված են չափը համապատասխանում է 4X25մլ-ին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UР4-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ուղիղ ֆոտոմետրիկ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական ստուգաչափման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տիրույթը Hg 610 նմ,( 600-660 նմ) մոնոռեագենտ R1 1X30 մլ; R2 չափը 1X10 մլ; R3 2X100 մլ, կալիբրատոր 4x0.5 մլ նեգատիվ և պոզիտիվ

				<p>ստուգանյութեր՝ լեռֆիլիզացված պլազմա չափը 2x1մլ յուրաքանչյուրի համար: Պարտադիր անալիզատորի ստուգիչ հեղուկ, որը համատեղելի է HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ 4X25մլ չափով: Թորած ջրի համար հավելանյութ միջավայրի դեիոնիզացիայի և ճարպագրկման համար որում ներառված են չափը համապատասխանում է 4X25մլ-ին:</p>
--	--	--	--	--