

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	MD04931	MD04931	"MRSA բազմակի իրական ժամանակի ՊՇՌ Նպատակ: in vitro հայտնաբերում Methicillin-կայուն Staphylococcus aureus (MRSA) գենոմի հաջորդականություններ՝ իրական ժամանակի ՊՇՌ-ով: Թեստի տեսակ: որակական (Qualitative), նախատեսված չէ քանակական չափման համար: Նմուշի նյութը - ԴՆԹ: Ներքին վերահսկողություն: Չի ներառված: Որոնման մեթոդ: Probe-հիմնված: Պահպանման պայմաններ: -85°C-ից մինչև -15°C: Առնվազն 12 ամսվա պիտանելիության ժամկետի առկայություն հանձնելու պահին: Լիոֆիլիզացված (չորացրած) ռեագենտներ: Պրոտոկոլի ժամանակ: մոտ 60 րոպե (էքստրակցիայից մինչև արդյունք): Համատեղելի է բոլոր ստանդարտ իրական ժամանակի ջերմային ցիկլերների հետ: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ռեագենտները կամ դրանց համարժեքները: MRSA MMix MRSA PPMix MRSA POS 1 MRSA POS 2 NTC (ոչ շաբլոնային ստուգիչ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	MD04931	MD04931	"MRSA բազմակի իրական ժամանակի ՊՇՌ Նպատակ: in vitro հայտնաբերում Methicillin-կայուն Staphylococcus aureus (MRSA) գենոմի հաջորդականություններ՝ իրական ժամանակի ՊՇՌ-ով: Թեստի տեսակ: որակական (Qualitative), նախատեսված է քանակական չափման համար: Նմուշի նյութը - ԴՆԹ: Ներքին վերահսկողություն: Չի ներառված: Որոնման մեթոդ: Probe-հիմնված: Պահպանման պայմաններ: -85°C-ից մինչև -15°C: Առնվազն 12 ամսվա պիտանելիության ժամկետի առկայություն հանձնելու պահին: Լիոֆիլիզացված (չորացրած) ռեագենտներ: Պրոտոկոլի ժամանակ: մոտ 60 րոպե (էքստրակցիայից մինչև արդյունք): Համատեղելի է բոլոր ստանդարտ իրական ժամանակի ջերմային ցիկլերների հետ: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ռեագենտները կամ դրանց համարժեքները: MRSA MMix MRSA PPMix MRSA POS 1 MRSA POS 2 NTC (ոչ շաբլոնային ստուգիչ)