

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պեգասուսմեդ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը                                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                  | Health Microport      | HM                  | Changzhou Health<br>Microport Medical<br>Device Co., Ltd. | Արտադրանքը նախատեսված է չարորակ<br>նորագոյացությունների հետևանքով առաջացած<br>լեղուղիների նեղացումների (ստենոզների) լայնացման<br>համար: Ստենտը պատրաստված է նիտինոլային (Ni-Ti)<br>լարից, որը ապահովում է և ձևի հիշողություն և<br>գերառաձգականություն: Ստենտը հասանելի է<br>թաղանթապատ/մասնակի թաղանթապատ /covered /<br>partially covered կամ առանց թաղանթի/uncovered (bare-<br>metal) տարբերակներով: Հասանելի են մետաղական<br>(Bare-metal) և արտադրողի տեսականու շրջանակում<br>մեկ կամ մի քանի տարբերակ ևս: Ստենտը ապահովում<br>է ջերմային ակտիվացում՝ տեղադրման ընթացքում<br>դառնալով ավելի ճկուն և հեշտ կառավարելի, իսկ<br>մարմնի ջերմաստիճանում ( $>33^{\circ}\text{C}$ ) ընդարձակվում<br>ապահովելով անհրաժեշտ բացում: Ստենտը |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կմատակարարվի ներդրման համակարգով:<br/> Համատեղելությունը ` Էնդոսկոպի միջոցով (TTS -<br/> through-the-scope) կամ OTW (over-the-wire)<br/> տարբերակը: Ստենտը օպտիմալ կերպով հարմարվում է<br/> լեզուղիների անատոմիական ծռումներին: Ստենտի վրա<br/> առկա են հատուկ նշաններ (imaging markers), որոնք<br/> հստակ տեսանելի են ռենտգենի կամ Էնդոսկոպիայի<br/> տակ` ապահովելով տեղադրման բարձր ճշգրտություն:<br/> Որոշ մոդելների դեպքում` մասամբ բացված վիճակում<br/> վերադիրքավորման (repositioning) հնարավորություն:<br/> Չափսեր • Ստենտի տրամագիծ` 6-10 մմ • Ստենտի<br/> երկարություն` 40-120 մմ • Ներմուծման համակարգի<br/> տրամագիծ` ոչ ավելի քան 8-10 Fr (կամ համարժեք)<br/> Ներմուծման համակարգը ներառում է ստենտ,<br/> ներդրման համակարգ: Ուղղորդող լարը ներառվում է<br/> որպես լրացուցիչ բաղադրիչ: Արտադրանքը ունի CE<br/> սերտիֆիկատ և համապատասխանում է YY/T<br/> ստանդարտներին: Արտադրանքը ստերիլիզացված է<br/> էթիլենօքսիդով (EO): Օգտագործվող նյութերը<br/> կենսահամատեղելի են և ունենան<br/> կենսահամատեղելիության հավաստում:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"ПЕГАСУСМЕД" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЧ-ЕЦХЦПЗР-26/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя                          | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2          | Health Microport       | НМ            | Changzhou Health Microport Medical Device Co., Ltd. | Продукт должен быть предназначен для лечения расширения сужений (стенозов) желчевыводящих путей, вызванных злокачественными новообразованиями. Стент должен быть изготовлен из нитинолового (Ni-Ti) шнура,, который должен обеспечивать как память формы, так и сверхэластичность. Стент должен быть доступен в вариантах с пленочным покрытием/частичным пленочным покрытием /покрытием / частично покрытым или без пленки/непокрытым (голым металлом). Должны быть доступны металлические (Bare-metal) и еще один или несколько вариантов в ассортименте производителя. Стент должен обеспечивать тепловую активацию, становясь более гибким и простым в обращении во время установки, а |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>при температуре тела (<math>\approx 33^{\circ}\text{C}</math>) он должен расширяться, обеспечивая необходимое отверстие. Стент должен поставляться с системой введения комбинированный вариант: через эндоскоп (TTS – through-the-scope) или OTW (over-the-wire).: Стент должен оптимально адаптироваться к анатомическим изгибам желчных протоков. На стенте должны присутствовать специальные метки (маркеры изображения), которые хорошо видны на рентгеновском снимке или при эндоскопии, что обеспечивает высокую точность установки. В случае некоторых моделей возможность изменения положения (репозиционирования) в частично открытом состоянии. Размеры • Диаметр стента: 6-10 мм • Длина стента: 40-120 мм • Диаметр системы подачи: не более 8-10 футов (или эквивалент)</p> <p>Система введения должна включать в себя стент, систему введения. Направляющий шнур может быть включен в качестве дополнительного компонента, но допускается поставка и без него. Продукт должен иметь сертификат CE или соответствовать стандартам ISO или YY/T. Продукт должен быть стерилизован этиленоксидом (ЭО). Используемые материалы должны быть биосовместимыми и иметь сертификат биосовместимости.</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|