

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                     |                   |                        |   |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 6                  | LDL Cholesterol<br>Gen. 3, Cobas<br>Integra 400+ ՑԽԼ<br>խոլեստերին | Roche Diagnostics   | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics      | ՑԽԼ խոլեստերին (LDL Cholesterol<br>Gen. 3, cobas Integra, cobas c)<br>Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311<br>անալիզատորների համար:<br>Ֆորմատ` 200 թեսթ: Ստուգվող<br>սմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային<br>նշանի առկայությունը: Պահպանման<br>պայմանները` 2-8 աստիճան<br>ջերմություն: Հանձնելու պահին<br>պիտանիության ժամկետը` 1/2, For<br>In Vitro Diagnostic only |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԵԴ-ԻՍՊԵՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒՉ-ԷԱՃՂՁԲ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |                   |                   |                            |   |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование                                      | товарный знак     | марка             | наименование производителя | технические характеристики  |
| 6          | LDL Cholesterol Gen. 3, Cobas Integra 400+ 8tL<br>խղեստերին | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics          | Холестерин ЛПНП (холестерин ЛПНП Gen. 3, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 200 тестов.<br>Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8 градусов тепла. Срок годности на момент доставки: 1/2, только для диагностики in vitro. |