

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	Բոստոն Սայենստիֆիկ Synergy XD	Synergy XD	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Ստենտի դիզայն՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7: Մոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի նյութ՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմուս ստենտի մակերեսի մեկ մմ ² -ի համար: Դեղորայքի հեռացում

				իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ Առաքման համակարգի բալունային կաթետեր՝ համատեղելի բալունային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար են:Նոմինալ ճնշում՝ 11 ատմ (1117 կՊա)Պայթեցման ճնշում 2.25 - 2.75մմ՝ 18 ատմ (1827 կՊա 3.00 - 4.00 մմ՝16 ատմ (1620 կՊա)Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 2.25 - 3.50 մմ՝ 0.074մմ; 4.00 մմ՝ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.44 մմ:Ստենտի միջին պրոֆիլը՝ 0.98մմ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68	Բոստոն Սայենստիֆիկ Synergy XD	Synergy XD	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Ստենտի դիզայն՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7: Մոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի նյութ՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմուս ստենտի մակերեսի մեկ մմ ² -ի համար: Դեղորայքի հեռացում

				իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ Առաքման համակարգի բալունային կաթետեր՝ համատեղելի բալունային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար են:Նոմինալ ճնշում՝ 11 ատմ (1117 կՊա)Պայթեցման ճնշում 2.25 - 2.75մմ՝ 18 ատմ (1827 կՊա 3.00 - 4.00 մմ՝16 ատմ (1620 կՊա)Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 2.25 - 3.50 մմ՝ 0.074մմ; 4.00 մմ՝ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.44 մմ:Ստենտի միջին պրոֆիլը՝ 0.98մմ
--	--	--	--	--