

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Նշանակություն In vitro ախտորոշիչ հավաքածու՝ արյան նմուշում HbA1c-ի քանակական որոշման համար, նախատեսված բացառապես Tosoh HLC-723GX HPLC գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորի հետ կիրառելու համար: Փաթեթավորում՝ GX Elution Buffer No. 1, 2, 3 — յուրաքանչյուրը 1 x 800 մլ: GX Hemolysis & Wash Solution — 2 x 2000 մլ: Տպիչի թուղթ 2հատ, Filter Element — 2 հատ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված ախտորոշիչ հավաքածու/հատ: Հիմնական վերլուծական բնութագրեր Մեթոդ՝ HPLC, կատիոնափոխանակիչ սյունակ, անալիզի ժամանակ $\leq 2,2$ րոպե, առանց նմուշի նախնական մշակման: Նմուշ Ամբողջական երակային արյուն, EDTA փորձանոթ, առանց նախնական մշակման. պահպանում՝ մինչև 24 ժ (25 °C) կամ 14 օր (4

				°C):Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ ըստ պիտակի ժամկետի: Բացումից հետո՝ 4 ամիս, 4 °C–30 °C պայմաններում: Համատեղելիություն Կիրառելի է միայն նույն կուտակի (lot) TSKgel GX սյունակի հետ. պահանջվում է կուտակների համապատասխանության հետազոտություն: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ ISO 13485, ISO9001, IVDMD:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Նշանակություն In vitro ախտորոշիչ հավաքածու՝ արյան նմուշում HbA1c-ի քանակական որոշման համար, նախատեսված բացառապես Tosoh HLC-723GX HPLC գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորի հետ կիրառելու համար: Փաթեթավորում՝ GX Elution Buffer No. 1, 2, 3 — յուրաքանչյուրը 1 x 800 մլ: GX Hemolysis & Wash Solution — 2 x 2000 մլ: Տպիչի թուղթ 2հատ, Filter Element — 2 հատ: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված ախտորոշիչ հավաքածու/հատ: Հիմնական վերլուծական բնութագրեր Մեթոդ՝ HPLC, կատիոնափոխանակիչ սյունակ, անալիզի ժամանակ $\leq 2,2$ րոպե, առանց նմուշի նախնական մշակման: Նմուշ Ամբողջական երակային արյուն, EDTA փորձանոթ, առանց նախնական մշակման. պահպանում՝ մինչև 24 ժ (25 °C) կամ 14 օր (4

				°C):Պահպանում՝ Չբացված վիճակում՝ ըստ պիտակի ժամկետի: Բացումից հետո՝ 4 ամիս, 4 °C–30 °C պայմաններում: Համատեղելիություն Կիրառելի է միայն նույն կուտակի (lot) TSKgel GX սյունակի հետ. պահանջվում է կուտակների համապատասխանության հետազոտություն: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն՝ ISO 13485, ISO9001, IVDMD:
--	--	--	--	--