# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 142 | Հեմոստատիկ/Արյունականգ ցանց/ SURGICEL 10x20CM Ethicon-Endo | Johnson&Johnson Ethicon-Endo | Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը և բավականին ամրություն՝ արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցանձև հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (pH ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերքային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ /աճն ու զարգացումը- Staphylococcus aureus, այդ թվում՝ .MRSA; Staphylococcus epidermidis, այդ թվում՝ MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus,ներառյալ՝ VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, B խումբ; Streptococcus salivarius; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis.Վերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է և նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային և թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես նեյրովիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոռոիդէկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է ալյումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի ալյումինե փայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության,ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի,սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելուպահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 142 | Հեմոստատիկ/Արյունականգ ցանց/ SURGICEL 10x20CM Ethicon-Endo | Johnson&Johnson Ethicon-Endo | Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը և բավականին ամրություն՝ արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցանձև հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (pH ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերքային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ /աճն ու զարգացումը- Staphylococcus aureus, այդ թվում՝ .MRSA; Staphylococcus epidermidis, այդ թվում՝ MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus,ներառյալ՝ VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, B խումբ; Streptococcus salivarius; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis.Վերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է և նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային և թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես նեյրովիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոռոիդէկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է ալյումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի ալյումինե փայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության,ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի,սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելուպահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: |