ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Անիոզիմ Սիներջի 5 5լ	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	5 ֆերմենտ՝ ամիլազա, լիպազա, պրոտեազա. մանանազա և ցելուլազա պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չպետք է առաջացնեն մետաղների ժանգոտում, վնասեն ջերմազգայուն նյութերը, պետք է լինեն լավ լվացվող: Կիրառելի լինեն տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրէազերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Աշխատանքային լուծույթը պետք է նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար 24 ժամվա ընթացքում: Լվացող միջոցը երաշխավորված է Storz, Olympus, Fuji, Pentax բժշկական սարքավորումներ

			արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար: Լվացող միջոցի նախընտրելի գործարանային փաթեթավորումը 5լ տարրա: մատակարարման պահին խտանյութի մնացորդային պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ Ան կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	Аниозим Синерджи 5 5л	АНИОС Лабораторис	Многокомпонентный концентрат, содержащий 5 ферментов: амилазу, липазу, протеазу, манназу и целлюлазу. Рабочие растворы, полученные из концентрата, не должны вызывать ржавление металлов, повреждать термочувствительные материалы и должны легко смываться. Применяется для ручной предварительной стерилизации медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические (в том числе трубчатые), микрохирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, для ручной предварительной и предварительной стерилизации жестких и гибких эндоскопов (заключительная – перед высокоуровневой дезинфекцией), для ручной предварительной стерилизации инструментов, прикрепленных к эндоскопам. Рабочий раствор должен быть рассчитан на многократное использование в течение 24 часов. Моющее средство должно быть гарантировано производителями медицинского оборудования Storz, Olympus, Fujinon или Pentex, чтобы избежать поломок оборудования из-за

			материала. Предпочтительная заводская упаковка моющего средства – 5-литровый контейнер. На момент поставки должна сохраняться не менее половины остаточного срока годности концентрата. Должен иметь сертификат качества, методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения, гарантия Olympus, Störz, Pentax, Fuji.